

PHILIPS

Slang med snabbkoppling

Amara View

Standard



HH1224



Snabbkoppling

Anslut den flexibla slangen (medföljer din CPAP-enhet eller din bi-level-enhet) till Amara View-slangen med snabbkoppling.

Lättanvänd

- Komfort och hög prestanda

Funktioner

Innovativ design



Amara View täcker mindre av patientens ansikte än alla andra ledande helmasker

Specifikationer

Innovativ design

Komfort och hög prestanda: Snabb bortkoppling

Specifikationer

Snabbkoppling, material: Polyoximetylen (acetal)

Service

Garanti: 90 dagar

