

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

DiamondClean 9000

Egyszerű fogmosás az alkalmazással

Beépített nyomásérzékelő

Intelligens kefefej-felismerés

4 üzemmód, 3 intenzitási szint



HX9914/57



Fehéresebb, egészségesebb fogak egy életen át Fehéresebb fogak már 1 napon belül*

Maximális tisztaság a DiamondClean 9000 fogkefével. Tapasztalja meg a kiemelkedő tisztítási és fehéritési teljesítménynek, valamint a valós idejű visszajelzésnek köszönhető magasabb szintű szájhygiéniát.

Élvezze a stílusos és felhasználóbarát kialakítást

- Egyszerű tölteni, és stílusával elvarázsolja a felhasználót

Jobb szájhygiéna a DiamondClean használatával

- Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el* az alapos tisztításért
- Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

A DiamondClean 9000 az Ön igényeihez igazodik

- Személyre szabott fogmosási élmény
- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- A BrushSync automatikusan kiválasztja az Önnek legmegfelelőbb üzemmódot
- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet

Kövesse nyomon az előrehaladását a személyre szabott jelentéssel

- Térjen át az egészséges szokásokra, és építse be őket a napirendjébe

Fénypontok

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*




A C3 Premium Plaque Control kefejjel biztos lehet benne, hogy a lehető legalaposabb tisztítást kapja. A puha, rugalmas oldalak és sörték tökéletesen követik a fogak körvonalait, így 4-szer nagyobb felülettel érintkeznek**, és akár 10-szer több fogkövet is képesek eltávolítani a nehezen elérhető helyeken.

Philips Sonicare technológia



Az erőteljes szónikus rezgés felhabosítja a fogkrémet, hogy az így képződő buborékok megküzdjenek a lerakódásokkal, majd mélyen bejuttatja a habot a fogai közé, és eloszlatja a fogínye mentén. A 2 perces fogmosás hatása így egy hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.

Beépített nyomásérzékelő



Talán még Ön sem veszi észre, hogy túl erősen mossa a fogát, de a DiamondClean 9000 ezt is észleli. Ha csökkentenie kell a nyomást, a fogkefe pulzáló hangot fog kiadni. Ekkor hagyja, hogy a fogkefe végzeze a munkáját.

10 emberből 7 úgy találta, hogy ennek a funkciónak köszönhetően hatékonyabb fogmosóvá vált.

4 üzemmód, 3 intenzitási szint



A DiamondClean 9000 készülék Clean, White+, Gum Health és Deep Clean+ üzemmódokkal rendelkezik, hogy minden fogmosási igényt kielégíthessen. A Clean üzemmód a mindennapos alapos tisztításra, a White+ a lepedékeltávolításra, a Gum Health kiemelt figyelmet fordít a fogíny védelmére, mégis hatékonyan tisztít, a Deep Clean+ pedig a frissítő, alapos tisztításra szolgál. A fogkefe három erősségi fokozattal rendelkezik, így Ön választhatja az erőteljes tisztítást, vagy érzékeny szájjal esetén egy enyhébb fokozatot.

BrushSync módpárosítás




Az intelligens kefejek garantálják, hogy Ön a lehető legjobb tisztítás eléréséhez megfelelő üzemmódot és intenzitást használja. Például tegyük fel, hogy W3 Premium White kefejét használ. A DiamondClean 9000 BrushSync technológiája automatikusan szinkronizálja a fogkefefejét White+ móddal, így segít fehériteni fogait.

BrushSync csere-émlékeztető



Idővel minden kefefej elkopik, ezért rendszeresen ellenőrizze a kefefej állapotát, és azt, hogy megfelelően tisztít-e. BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a kefefejét, és hogy milyen keményen súrolt azzal. A markolaton található BrushSync csereémlékeztető és egy rövid sípolás jelzi, hogy ideje kicserélni a fejet.

Előrehaladás jelentése



A DiamondClean 9000 útmutatást nyújt Önnek az egészséges fogmosási szokások javításához és fenntartásához. A beépített intelligens érzékelők tudatják, ha túl nagy nyomást fejt ki, és a fogmosási Sonicare alkalmazással történő követésével hozzáfér a folyamatjelentéshez is, amely segít nyomon követni, hogy mennyit fejlődött az idő múlásával.

Hosszú élettartamú akkumulátor



A DiamondClean 9000 fogkefe normál használat mellett akár két hétig is kibírja egyetlen töltéssel.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:
Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap***

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fekete és aranyrőzsa

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,

Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy

újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb operációs rendszerrel, iOS7 operációs rendszerrel

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb

eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon

világítani kezd

Tartozékok

Kefefejek: 2 C3 Premium Plaque Defense

Markolat: 2 DiamondClean 9000

Pohártöltő: 1

Töltőalap: 2

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Időzítő: BrushPacer és SmarTimer

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével

figyelmezteti a használat

Módok

3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony

Deep Clean+: Élénkítő mélytisztítást biztosít

Egészséges ínny: Gyengéd, mégis hatékony

tisztítást nyújt a fogíny számára

White+: A lerakódások eltávolításáért

Tisztítás üzemmód: A kiemelkedő

mindennapos tisztításért

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni

fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén

figyelmeztet

BrushSync technológia: Összeköti az

intelligens markolatot és, az intelligens

kefefejet

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás

dátumától számított 2 évig kínál

szoftverfrissítéseket.

