

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

HealthyWhite

2 üzemmód

2 fogkefefej

2 markolat

HX6762/35



Fehéresebb, egészségesebb fogak

A tökéletes fogkefe a fehéresebb fogakhoz

Mindenki szeretne csillogó mosolyt, fehér fogakkal. Engedje ragyogni fogainak természetes fehérségét. A Sonicare HealthyWhite elektromos fogkefe két hét alatt bizonyítottan eltávolítja a mindennapos lerakódásokat a Clean & White üzemmód rendszeres használatával.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Klinikailag bizonyítottan gyengéd és biztonságos
- Természetesen fehéresebb fogak a szabadalmaztatott szónikus technológia jóvoltából

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

- A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában
- A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást

Provides a superior clean

- A hajlított fogkefefej segítségével könnyebben elérhetők a hátsó fogak
- DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehéritésért
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

- Az egyszerű bevezető program segít hozzászokni a Sonicare használatához
- Clean and White (Tisztítás és fehérités) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat
- Clean (Tisztítás) üzemmód: Normál 2 perces üzemmód


Fénypontok

Természetesen fehérebb fogak



A fogkefe dinamikus tisztító technológiája és a nagyobb fogfelülettel való érintkezés bizonyítottan segít a mindennapos szennyeződések eltávolításában és a fogak természetes fehérségének elérésében.

Clean and White (Tisztítás és fehérités) üzemmód



A Clean (Tisztítás) üzemmód 2 percig, majd a White (Fehérités) üzemmód további 30 másodpercig történő alkalmazásával a látható elülső fogakra koncentrálhat. Ezzel eltávolítja a mindennapos lerakódásokat, mint a kávé, tea, dohány, vagy vörösbor. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.*

Clean (Tisztítás) üzemmód

A kivételes mindennapos tisztaságért. Segít fenntartani a fogfehérítő kezeléseket.

DiamondClean fogkefefej



A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare legnagyobb fehéritőhatással rendelkező fogkefeje gyémánt alakú sörtéivel


hatékonyan, mégis gyengéden távolítja el a felületi lerakódásokat és tisztítja meg a fogakat a lepedéktől. Mindössze egyetlen hét alatt eltávolítja a kávé, tea, vörösbor, cigaretta és dohány okozta lerakódásokat.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el




Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről, mint egy hagyományos fogkefe.

Egyszerű bevezető program



Az első 14 használat során kímélően növeli a teljesítményt, így segít hozzászokni a Philips Sonicare elektromos fogkefe használatához

Quadpacer



A 30 másodperces időközi időzítő jelzi, amikor a fogorvosi egynegyedének tisztítási ideje lejárt, és figyelmeztet a következő negyedre való áttérésre, ezzel mindenütt biztosítva az egyenletes tisztítást

Hajlított fogkefefej



Az egyedülálló módon hajlított fogkefefej segítségével könnyebben elérhetők a hátsó fogak, így a nehezen hozzáférhető részekben is eltávolítható a lepedék.

Gyengéd és biztonságos



A Philips Sonicare egy kíméletes elektromos fogkefe fogszabályozóhoz (fogszabályozón való használtkor a fogkefe fejek hamarabb elkopnak), és biztonságos a fogászati pótlásokon (tömés, korona, hég), valamint periodontális tályog esetén is.

SmarTimer



A Philips Sonicare elektromos fogkefén található 2 perces időzítő segítséget nyújt a fogorvosok által ajánlott fogmosási idő betartásához



Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Gleccszerzöld, Rózsaszín

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Tartozékok

Markolatok: 2 HealthyWhite

Töltő: 1

Kefefejek: 2 DiamondClean standard

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Védi a fogíny

egészségét

Teljesítmény: Akár 7-szer több lepedéket távolít el*, Akár 100%-kal több lerakódást távolít el*

Fehéritő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb fogak, Fehérebbé teszi a fogakat 1 héten belül

Időzítő: Quadpacer vezetős és SmarTimer időzítő

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Clean & White (Tisztítás és fehérités): 2 perc tisztítás + 30 másodperc fehérités

