



Philips Sonicare AirFloss
Fogköztisztító -
Újratölthető

1 fúvófejjel



HX8211/02

Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem

Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt használható szájjvízzel vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető helyeken is.

Javítja a száj higiéniáját

- Több lepedéket távolít el a fogközökből
- Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Tiszta eredmény 30 másodperc alatt

- Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt
- Irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!

Egyszerű használat

- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Kényelmes, ergonomikus kialakítású nyél
- A könnyű pozicionálást irányítófej segíti

Hozzájárul az egészségesebb szokások kialakításához

- Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát

PHILIPS
sonicare


Fénypontok

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia



Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Egyszerűen elkezdheti



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiéna szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások kialakítását. A nem rendszeres fogselyemhasználók 96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti legalább négyszeri használatát.


Tisztítás 30 másodperc alatt



Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért,

majd ezt ismételve meg a készülék mozgatása közben. Az új automatikus fújás funkció használatához csak tartsa lenyomva a gombot, és mozgassa az irányítófejet. A készülék másodpercenként automatikusan megismétli a fújást.

Egészségesebb fogíny



Klinikailag bizonyított, hogy a Sonicare AirFloss használatával mindössze két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.

Könnyen utántölthető tartály



Szájvízzel vagy vízzel is feltöltheti a nyélen lévő tartályt, majd célozzon és tisztítson - a friss leheletért. A tartály akár két használatához is elegendő folyadékot tárol.

Irányítófej




A karcsú, hajlított fej és az irányítófej segít, hogy könnyedén a megfelelő helyre irányítsa a fúvófejet. Csúsztassa végig az irányítófejet az ínyvonallal mentén, amíg az meg nem állapodik a következő két fog között.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését



A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Sonicare AirFloss segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Több lepedéket távolít el a fogközökből



Több lepedéket távolít el a fogközökből

Ergonomikus fogantyú

A kényelmes, ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes nyélnek köszönhetően az AirFloss könnyen irányítható a szűk helyeken is.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

- Élettartam: 6 havonta cserélje a fúvófejet
- Akkumulátor: Újratölthető
- Elem típusa: Lítium-ionos
- Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Kivitelezési jellemzők

- Szín(ek): Fehér almazölddel

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Töltöttségjelző: A villogó fény az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi

- Akkumulátor élettartam: Akár 3 hétig is bírja egy teljes feltöltéssel
- Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

- AirFloss nyél: 1
- Töltő: 1 többfeszültségű töltő
- AirFloss Nozzle: 1
- Fúvófejtartó: 1

Fogmosási teljesítmény

- Fúvófejek: A legjobb eredmény érdekében 6 havonta cserélje
- Automatikus fújás funkció: A teljes szájúreg megtisztítása 30 másodperc alatt
- Teljesítmény: Akár ötször több lepedéket távolít el*
- Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt



Kiadás dátuma
2023-10-23

Verzió: 5.0.1

EAN: 87 10103 62331 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* mint önmagában a hagyományos fogmosás