

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
4500

Vgrajeni senzor pritiska

2 načina čiščenja

1 x funkcija BrushSync



HX6836/24



Bolj beli zobje. Na nežen način.

Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih
- Bolj beli zobje v samo enem tednu

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje

Inovativna tehnologija

- Obvešča vas, če pritisnete premočno
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

Izboljšajte ščetkanje

- Način Clean and White

Značilnosti

Naravna belina zob



Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Način Clean and White




Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za bolj bele zobe, vam zagotavljamo vse, kar potrebujete: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način White pa odstrani površinske madeže.

Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejmete pametne opomnike za zamenjavo.


Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni

signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

Priročni časovniki



Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Pastelno rožnata

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): 14 dni**

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Zdržljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanko ergonomska zasnova

Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z optimalnim načinom

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x ProtectiveClean

Glave ščetke: 1 x W2 Optimal White

Polnilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: Pomaga zmanjšati karies

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli v 1 tednu

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Tehnologija pametnega senzorja

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

