

PHILIPS

 Product Picture

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

For Kids

Bluetooth® incorporado

Aplicación de entrenamiento

2 cabezales de cepillado y
8 pegatinas

2 modos

HX6392/02

Conecta a los niños con toda una vida de hábitos saludables

La forma divertida de inspirar a los mejores cepilladores

El nuevo cepillo dental eléctrico Philips Sonicare For Kids con tecnología inalámbrica Bluetooth® y la aplicación de asesoramiento interactivo funcionan conjuntamente para ayudar a motivar a los niños a cepillarse de forma independiente.

Diseñado pensando en usted

- Ocho pegatinas
- Mango ergonómico de fácil sujeción
- KidPacer
- KidTimer
- Entrenador de cepillado personal
- Recubrimiento de goma
- Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare
- Dos tamaños de cabezal del cepillado
- Dos intensidades adaptadas a los niños

Limpieza superior

- Conectividad Bluetooth®
- Capacitación y seguimiento


Destacados

Capacitación y seguimiento



Los niños reciben premios y distintivos para mantenerlos motivados, incluidos regalos para conseguir que su compañero de capacitación Sparkly esté contento y saludable. El panel independiente de la aplicación permite que los padres controlen el rendimiento y el progreso del niño, así como configurar metas e incentivos personalizados. En una encuesta, el 98% de los padres afirmó que era más fácil conseguir que sus hijos se cepillaran durante más tiempo y mejor*.

Entrenador de cepillado personal



Los niños navegan por la aplicación con la ayuda de su compañero Sparkly, cuya boca actúa como una guía visual del cepillado y enseña a los niños a cepillarse en profundidad cada cuadrante de la boca.

Conectividad Bluetooth®



Se conecta mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® a un dispositivo móvil para que los niños puedan interactuar con la aplicación de

asesoramiento mientras se cepillan. El mango indica a la aplicación el tiempo que el niño se ha estado cepillando los dientes.

Tecnología sónica



Consigue que el fluido penetre entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para disfrutar de una limpieza tan potente como suave.

KidTimer



Aumenta gradualmente el tiempo de cepillado durante 90 días hasta llegar al tiempo de dos minutos recomendado por los dentistas para enseñar a los niños a cepillarse durante más tiempo.**

Dos tamaños de cabezal del cepillado



Proporciona la opción perfecta para cada boca. Los tamaños estándar y compacto se ajustan de forma cómoda para niños de 4 años en adelante.

Dos intensidades adaptadas a los niños



Proporciona la cantidad justa de intensidad: modo suave para los niños más pequeños y un modo más fuerte para niños mayores.

Ocho pegatinas



Las pegatinas intercambiables permiten que los niños personalicen el cepillo dental.

KidPacer



KidPacer anima a los niños a cepillarse los dientes de manera eficaz durante los 2 minutos recomendados por los dentistas.

Mango ergonómico de fácil sujeción



Los niños lo pueden de manera sencilla, independiente y cómoda con sus pequeñas manos.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 2 semanas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Agua

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPhone 4S o superior, iPad de tercera generación o superior, con sistema operativo iOS7

Facilidad de uso

Asa: Mango de goma para un manejo cómodo, Diseño delgado y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas**

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 Sonicare For Kids estándar, 1 Sonicare For Kids compacto

Mangos: 1 mango Sonicare For Kids con Bluetooth

Cargador: 1

Pegatinas: 8 pegatinas para personalizar

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Beneficios de salud: Para desarrollar hábitos de cuidado bucal

Rendimiento: 75 % más eficaz*

Temporizador: KidTimer y Quadpacer

Modos

Modos de potencia: 2

