

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4700

Sensor de presión incorporado

2 modos, 3 intensidades

1 función BrushSync

HX6481/11



Dientes más limpios con un cepillado suave.

Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión mientras elimina hasta 10 veces más placa que con un cepillo dental manual

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Diseñado pensando en usted

- Fomentando un cepillado a fondo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo

Limpieza superior

- Elimina hasta 10 veces más de placa que un cepillo dental manual

Tecnología innovadora


- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo
- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Optimice su cepillado

- Dos modos, tres ajustes de intensidad


Destacados

Di adiós al sarro



Además, gracias a su diseño flexible, elimina hasta 10 veces más de placa en las zonas de difícil acceso* para ofrecer una limpieza en profundidad a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

Cepillado según tus preferencias



Este cepillo de dientes te permite personalizar tu cepillado con una opción de dos modos y tres intensidades. El modo de limpieza es una opción estándar para llevar a cabo una limpieza superior. Además, el modo de cuidado de las encías agrega un minuto adicional de cepillado de consumo reducido, para que pueda masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten cambiar el orden de "Alta" y "Baja" para que se adapten a las intensidades de izquierda a derecha.

Seguro y suave



Le garantizamos que disfrutará de una experiencia de cepillado segura, ya que nuestra tecnología sónica es adecuada para

usar con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

Tecnología Philips Sonicare



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Monitorea la presión ejercida durante el cepillado



Un cepillado demasiado fuerte puede dañar los dientes y las encías. Para evitar esto, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sonido intermitente suave para recordarte que debes disminuir la presión.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillos se desgastan con el tiempo. Sin embargo, nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Una luz en el mango y un pitido


corto le avisarán cuando llegue el momento de reemplazarlo. Así, puede estar seguro de que el cabezal del cepillo funciona correctamente.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente del cepillo con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Temporizadores útiles



¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 2 semanas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales fáciles de montar

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Recordatorio de reemplazo: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 Control antiplaca Premium C3

Cargador: 1

Mango: 1 ProtectiveClean

Rendimiento de limpieza

Beneficios de salud: Mejora la salud de las encías, Ayuda a reducir las caries

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Respuesta a la presión: Mango que vibra para avisar al usuario

Modos

3 niveles de intensidad: Bajo, Medio, Alta

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo

