

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

2 Series plaque
control

1 modo

4 cabezales de cepillo

HX6254/81



Elimina hasta 7 veces más placa*

*en comparación con un cepillo dental manual

Ofrece una eliminación superior de la placa con solo presionar un botón

Te guía para que sigas las recomendaciones del dentista

- El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo
- Smartimer lo ayuda a cumplir con el tiempo de cepillado recomendado

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- El programa EasyStart te ayuda en la adaptación desde el cepillado manual

Proporciona una limpieza superior que puede ver y sentir

- Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
- Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares
- Mejor limpieza en las zonas difíciles que el cepillado manual
- La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

Recomendado por profesionales dentales de todo el mundo

- Mejor eliminación de la placa, para reducir las caries
- Seguro en ortodoncias, trabajos dentales y carillas

Destacados

Ayuda a reducir las caries



Ofrece una mejor eliminación de la placa y un mejor acceso a los molares; el cepillado dos veces al día con este cepillo ayuda a reducir las caries

Elimina hasta 7 veces más placa



Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual para una limpieza superior

Tecnología sónica




Nuestra tecnología sónica genera una exclusiva acción de limpieza dinámica que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para brindar una limpieza superior y suave

Seguro y suave




El suave movimiento de este potente cepillo de dientes Philips Sonicare es seguro en trabajos dentales, incluidos ortodoncias, implantes y carillas, así puede cepillarse sin preocupaciones.

Mejor acceso a los molares




El cabezal de cepillado compacto en ángulo ofrece un mejor acceso a los molares y los lugares de difícil acceso

Mejor en las zonas difíciles



El cuello compacto en ángulo y el mango de fácil sujeción de este cepillo dental ayudan a mejorar la limpieza en las zonas de difícil acceso en comparación con el cepillado manual.

EasyStart




La función EasyStart ajusta el nivel de potencia del cepillado en los primeros 14 usos para ayudar a que te habitúes a la experiencia de Sonicare, optimizando la transición desde el cepillado manual.

Smartimer



Este potente cepillo dental Philips Sonicare dispone de una función Smartimer especial que lo ayuda a cumplir con el tiempo de cepillado de dos minutos que recomiendan los dentistas

Quadpacer



Dispone de un temporizador de intervalos Quadpacer que ayuda a fomentar el cepillado profundo de toda la boca. El cepillo dental emite un pitido cada 30 segundos para indicar que es momento de pasar a otra zona de la boca.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Azul roano

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 2 semanas

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 2 DiamondClean estándar, 2 ProResults control antiplaca

Mangos: Control de placa serie 2 2

Cargador: 2

Piezas incluidas

Funda de viaje: 2

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Beneficios de salud: Ayuda a reducir las caries

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

