

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

DiamondClean

Cinco modos

1 cabezal de cepillado

1 funda de viaje

con modo de limpieza en
profundidad



HX9361/69



Dientes más blancos y saludables de por vida

El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

El mejor blanqueamiento con nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*
- Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual
- Seguro y suave para sus necesidades de salud bucal
- Elige entre cinco modos, entre ellos limpieza en profundidad y sensibilidad

Diseño pensando en usted

- Los temporizadores fomentan un cepillado profundo de dos minutos

Limpieza superior

- Nuestra exclusiva tecnología ofrece una limpieza tan potente como suave
- El modo de limpieza en profundidad se encarga de las zonas problemáticas

Optimice su cepillado

- Vaso de recarga y estuche de viaje de alta calidad

Destacados

Dientes hasta dos veces más blancos



Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad que eliminan manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días*.

Di adiós al sarro




Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.

Cuidado para sus encías



Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías en comparación con un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

5 modos de limpieza



Con DiamondClean, disfrutarás de una limpieza refrescante a diario. Nuestros cinco modos satisfacen todas las necesidades de cepillado: modo de limpieza, para una limpieza excepcional a diario; cuidado de las encías, para masajearlas suavemente; limpieza en profundidad, para una limpieza profunda y estimulante; sensibilidad, para una limpieza tan suave como eficaz de las encías sensibles, y blanqueamiento, el modo ideal para eliminar las manchas superficiales.

Limpieza sumamente profunda



Nuestro modo de limpieza en profundidad te permite centrarte realmente en zonas específicas para prestarles especial atención. Hemos combinado el exclusivo movimiento de nuestro cabezal de cepillado con 3 minutos más de tiempo de cepillado para que limpies en profundidad tus dientes.

QuadPacer y Smartimer



Solo se demora dos minutos en cepillar en profundidad sus dientes. Gracias a nuestro QuadPacer, puede saber cuánto tiempo es el

óptimo en cada sección de la boca, y Smartimer señala el final del tiempo de cepillado. En conjunto, ambas funciones le permiten emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

Tecnología Philips Sonicare



Las potentes vibraciones sónicas baten la pasta dental para formar burbujas que combaten la placa y las introducen entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Al mismo tiempo, tus dientes notarán las 62,000 pasadas suaves, pero eficaces. Obtendrás un mes de cepillado manual en solo dos minutos.

Cepille con confianza



Sin importar cuáles sean tus necesidades específicas, puedes disfrutar con seguridad de la experiencia de cepillado con DiamondClean. Nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y se puede usar incluso para el tratamiento diario de las enfermedades de las encías.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 3 semanas*

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Rosa

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

fáciles de montar

Indicador de batería: El ícono iluminado indica la vida útil de la batería

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 DiamondClean estándar

Mango: 1 DiamondClean

Funda de viaje: Estuche de viaje de alta calidad

Cargador de vaso: 1

Base de carga: 1

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Beneficios de salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes hasta dos veces más*

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza profunda: Para una refrescante limpieza en profundidad

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Sensible: Limpieza suave de dientes y encías

