

PHILIPS

Forstøverkammer
med ventil

OptiChamber
Diamond

Kompakt design 140 ml volumen

Til inhalationsmedicin

Til børn og voksne

Valgfri masketilbehør

 Product Picture

HH1305



Hjælper dig med at bevare styringen

Designet til at forbedre medicinlevering

OptiChamber Diamond Forstøverkammer er designet til at levere mere medicin til lungerne. Det antistatiske materiale inde i slangen lader aerosolen være suspenderet i længere tid, så du får mere tid til at inhalere.(1,2)

Komfort

- Valgfri maskekanturer mod ansigtet for at gøre den lettere at tilpasse
- Én størrelse mundstykke kan bruges til alle

Effektiv behandling

- Få medicin til lungerne**

Designet til at give resultater

- Særlige funktioner gør den nem at bruge og vedligeholde
- Lavmodstandsventiler gør det nemmere for dig at ånde
- Antistatisk opholdskammer med ventiler giver dig mere tid

Til almindeligt ordineret medicin

- Til almindeligt ordineret medicin

Vigtigste nyheder

Få medicin til lungerne



OptiChamber Diamond er udviklet for at forbedre med aerosol levering til lungerne og kan hjælpe dig med at maksimere effektiviteten af dine inhalationsbehandlinger.

Træk vejret nemmere

Low resistance valves



Lavmodstandsventiler åbner sig nemt, selv ved lave flowhastigheder fra børn, så du eller dit barn nemt kan trække vejret gennem kammeret.*

Tid til at trække vejret



OptiChamber Diamond forstøverkammer er designet til at levere mere medicin til lungerne. Det antistatiske materiale inde i slangen lader aerosolen være suspenderet i længere tid, så du får mere tid til at inhalere.*

Nem at bruge, nem at vedligeholde



Adapteren sørger for at din inhalator sidder sikkert på plads, alt i mens den indbyggede fløjte giver dig besked, hvis du indånder for hurtigt. Både mundstykket og adapteren er nemme at afmontere for at rengøre.

Til børn og voksne



OptiChamber Diamond er designet med et trindeligt mundstykke, så den kan bruges af både børn og voksne.

Kompatibel



OptiChamber Diamond er designet til brug med alle dine almindeligt ordinerede inhalatorlægemidler.

Komfort



Den aftagelige LiteTouch-ansigtsmaske har en blød kontureret pude, der passer nemt og hviler let på ansigtet med henblik på at give en mere komfortabel behandling. SoftTouch-forseglingen hjælper med at reducere lækage.**

Specifikationer

Materiale

Kammer: Acrylonitril-butadienstyren

LiteTouch-maske: Polyethylenterephthalat (PET), Silikone

Ventiler: Silicone

Vedligeholdelse

Rengøring: Warm water and liquid soap

Levetidsdata: Replace after one year

Produktoplysninger

Længde: 14.2 cm (5.6")

Mundstykke: Interfaces w 22 mm connectors

Lydstyrke: 140 ml



* **Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* (1)Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

***Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.