

Philips Breast Pumps
Ventilek pro membránu

Bílá

CP1970/01



Zajišťuje sací výkon ruční odsávačky

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Ventilek spolu se silikonovou membránou vytváří podtlak, který potřebujete k ručnímu odsávání mateřského mléka

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: SCF430/01

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/30 SCF441/01



Datum vydání 2023-10-06

Verze: 5.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com