

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra -
Dispense

1 spuitkop



HX8381/01

Een drievoudige burst voor gezonder tandvlees

Effectiviteit voor de onregelmatige flosser

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Superieure technologie

- Technologie met lucht en microdruppels
- Hoogwaardige spuitkop
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden
- Het duurt maar 60 seconden: richten, drukken, reinigen!
- Fris en schoon met mondwater

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Pro/Ultra verwijderd tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Een gemakkelijke manier om te beginnen



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flossen, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Pro/Ultra duurt het reinigen van de hele mond minder dan 60 seconden per dag. Patiënten kunnen eenvoudig een burst-frequentie (één, twee of drie) selecteren en de activeringsknop ingedrukt houden voor continue automatische stoten, of een keer drukken voor de handmatige burst-modus.

Fris en schoon met mondwater



Patiënten kunnen het apparaat met mondwater gebruiken voor de ultieme frisse ervaring en antibacteriële voordelen.

Helpt gaatjes voorkomen




De Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden van uw patiënten te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Pro/Ultra kan, iedere keer dat uw patiënt op de startknop drukt, via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Grijs

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch design
- Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Levensduur accu: 1-3 weken****
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en

verwijderen

Meegeleverde artikelen

- Docking station: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- AirFloss Ultra-spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

- Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*
- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, minder bloedend tandvlees, vermindering van tandplak
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden



Publicatiedatum
2023-05-16

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 72318 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Indien gebruikt met een gewone tandenborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking. AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar www.philips.com/airfloss/faq voor meer informatie.

*** AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
**** afhankelijk van de gebruikte burst-instelling