

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична  
зубна щітка

ProtectiveClean 5100

Вбудований датчик тиску

3 режими

1 функція BrushSync

Дорожній футляр



HX6857/35



## Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтних конструкціях та полікованих зубах
- Відбілення зубів лише за один тиждень

### Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення
- Тепер подорожувати стало зручніше

### Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

### Чистіть зуби краще

- Виберіть один із трьох режимів

# Основні особливості

## Природно біліші зуби



Встановіть насадку для щітки W DiamondClean, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

## Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

## Технологія Philips Sonicare




Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

## Три режими



Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен.

## Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

## Контроль натиску під час чищення




Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

## Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

## Корисні таймери



Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

## Зручний дорожній футляр та зарядний пристрій



Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Чорний, сірий, Білий і м'ятний

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для

щітки

**Розпізнавання насадки для щітки:** Синхронізація з

оптимальним режимом

**Час чищення:** До 2 тижнів

**Нагадування про заміну:** Для постійного

забезпечення найкращих результатів, світиться

пiktограма нагадування

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 2 стандартні W2 Optimal White

**Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):**

1

**Дорожній футляр:** 2

**Ручка:** 2 ProtectiveClean

## Ефективність чищення

**Швидкість:** До 62 000 рухів щітки/хв.

**Переваги для здоров'я:** Покращення стану ясен лише

за два тижні, Дозволяє зменшити появу карієсних

порожнин

**Таймер:** QuadPacer та SmartTimer

**Реакція на надмірний тиск:** Ручка щітки вібує,

попереджаючи користувача

## Режими

**Чищення:** Для виняткового щоденного чищення

**Білий:** Усуває поверхневі плями

**Турбота про ясна:** Лагідно масажує ясна

## Технологія інтелектуальних датчиків

**Датчик тиску:** Сповіщає про надмірний тиск під час

чищення

**Нагадування про заміну BrushSync:** Завжди відомо,,

коли потрібно замінити насадки для щітки

