

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

EasyClean

1 режим

1 насадка для щітки

HX6511/50



Краще усунення нальоту

Перейти від звичайної зубної щітки – легко

Унікальне динамічне чищення електричної зубної щітки Philips Sonicare лагідно й ефективно глибоко досягає між зубами та вздовж лінії ясен.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Зубна щітка Philips Sonicare допомагає відбілити зуби
- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах
- Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare

Створено для вас

- Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

Забезпечує бездоганне чищення

- Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Чистить зуби краще

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Основні особливості

Усуває до 2 разів більше нальоту




Запатентована звукова технологія усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

Допомагає відбілити зуби



Ця електрична зубна щітка Philips Sonicare допомагає усунути та зменшити пігментацію на зубах для яскравішої усмішки.

QuadPacer та SmarTimer



Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть шоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

Простота щоденних звичок



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Єдина справжня звукова технологія



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Блакитно-зелений

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 EasyClean

Насадка для щітки: 1 C1 ProResults standard

Ефективність чищення

Переваги для здоров'я: Допомагає покращити здоров'я ясен

Ефективність: Усуває до 2 разів більше нальоту*

Таймер: QuadPacer та SmarTimer

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

