

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична  
зубна щітка

FlexCare Platinum

3 режими, 3 рівні інтенсивності

2 насадки для щітки

Із сенсором тиску

Дезінфікуючий блок, УФ-лампа д/  
насадок



HX9172/14



## Ретельне, лагідне чищення

У 10 разів ефективніше усунення нальоту і здоровіші ясна\*

Завдяки FlexCare Platinum навіть найретельніше чищення достатньо лагідне, щоб захистити зуби та ясна. Насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску забезпечують максимальне усунення нальоту й лагідне чищення.

### Дозволяє дотримуватися рекомендацій щодо чищення

- Повідомляє, коли Ви тиснете на зуби надто сильно
- Таймери для сприяння ретельному чищенню
- Вбивайте бактерії за допомогою дезінфікуючого блока з УФ-лампою для насадок для щітки

### Offers a customized brushing experience

- Три налаштування інтенсивності та три режими чищення
- Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

### Ретельне чищення Philips Sonicare

- Технологія адаптивного чищення для ретельного, проте дбайливого чищення
- Повторює форму зубів та ясен для ретельнішого чищення
- Динамічне чищення для кращого здоров'я ротової порожнини

### Вписується у Ваш стиль життя

- Тривалий ресурс батареї та дорожній футляр
- Зручний дорожній футляр та зарядний пристрій

# Основні особливості

## Ретельне чищення, як би ви не чистили зуби



Важко позбутися старих звичок, але не під час чищення за допомогою FlexCare Platinum нового покоління. Завдяки інноваційній насадці для щітки AdaptiveClean та інтуїтивному сенсору тиску, що лежать в основі нашої технології адаптивного чищення, можна легко доглядати навіть за важкодоступними місцями. Щетинки насадки для щітки AdaptiveClean вигинаються навколо зубів та ясен для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею\*\* та в 10 разів кращого видалення нальоту. Якщо Ви тиснете на зуби надто сильно, сенсор тиску спричиняє легку вібрацію ручки зубної щітки для лагідного тиску на ясна, проте ефективного видалення нальоту.

## Насадка для щітки AdaptiveClean




Наша насадка для щітки AdaptiveClean – це єдина насадка для електричної зубної щітки, яка може повторювати унікальну форму зубів та ясен. Ця насадка для щітки з м'якими гнучкими краями з гуми може повторювати кожен вигин. Вона забезпечує у 4 рази більший контакт із поверхнею та в 10 разів краще усунення нальоту вздовж лінії ясен та між зубами. Під час переміщення вздовж лінії ясен насадка поглинає зайвий тиск на щітку для лагідного тиску на ясна, як би Ви не чистили зуби.

## Інтуїтивний сенсор тиску



На відміну від зубної щітки FlexCare Platinum, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску інтуїтивний сенсор тиску спричинить легку вібрацію ручки зубної щітки, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати на щітку. Дослідження показали, що 7 із 10 користувачів, які сильно тиснули на зуби, зменшили натиск завдяки сенсору тиску.

## Персоналізоване чищення



Завдяки трьом налаштуванням інтенсивності та трьом режимам чищення FlexCare Platinum забезпечує оптимальний комфорт і справді ретельне чищення. Щоб приділити особливу увагу складним місцям, використовуйте 3-хвилинний режим ретельного чищення, що забезпечує виняткові результати. Використовуйте режим чищення для бездоганного щоденного чищення або режим відбілювання для усунення пігментації. Вибирайте низький, середній або високий рівні інтенсивності залежно від власних уподобань.

## Режим ретельного чищення



Наш цілком новий режим ретельного чищення забезпечує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Завдяки унікальному руху насадки для щітки у

цьому режимі та збільшеному до трьох хвилин часу чищення цей режим є ідеальним варіантом, якщо Ви хочете приділити особливу увагу проблемним місцям.

## Звукова технологія



FlexCare Platinum нового покоління здійснює понад 31 000 рухів на хвилину і забезпечує бездоганне чищення, яке Ви зможете побачити та відчутти. Динамічне чищення нашої звукової технології гарантує потрапляння рідини глибоко між зуби та вздовж лінії ясен. Щітка FlexCare Platinum лагідно масажує ясна, стимулюючи циркуляцію крові, та допомагає видалити наліт. Ви можете насолоджуватися потужним, але лагідним чищенням, що забезпечує клінічно підтверджені результати.

## Дезінфікуючий блок з УФ-лампою



Зберігайте насадку для щітки справді чистою завдяки технології дезінфекції Philips з використанням УФ-лампи. Дезінфікуючий блок з УФ-лампою, що постачається зі звуковою щіткою FlexCare Platinum, спеціально створено для знищення мікробів на насадках для щітки. Дезінфікуючий блок поширює дезінфікуюче світло на всю верхню частину насадки для щітки, допомагаючи знищити до 99% бактерій.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 3 тижнів\*\*

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Сірий з матовою білою панеллю

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Дисплей: Дисплей із підсвіткою

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 3 тижнів\*\*\*

## Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Насадки для щітки: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Ручки щітки: 1 FlexCare Platinum

Дорожній футляр: 1

Дезінфікуючий блок з УФ-лампою: 1

## Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні

Ефективність: Усуває до 10 разів більше нальоту\*

Датчик тиску: Ручка щітки вібрає, попереджаючи користувача

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Переваги відбілювання: Дозволяє усунути пігментацію природним способом

## Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Високий, Низький, Середній

Білий: Усуває поверхневі плями

Ретельне чищення: Для освіжаючого ретельного чищення

