

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 4500

Вбудований датчик тиску

2 режими чищення

1 функція BrushSync



HX6888/90



Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Відбілювання зубів лише за один тиждень

Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

Чистить зуби краще

- Режим чищення з відбілюванням

Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

Основні особливості

Природно біліші зуби




Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Забгато тиску?



На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

Режим чищення з відбілюванням



Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи добре відполірувати зуби? Режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих плям.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Розумне нагадування про заміну



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий і синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Насадки для щітки: 1 W2 Optimal White

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Переваги відбілювання: Відбілення зубів за 1 тиждень

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

2 рівні інтенсивності: Низький, Високий

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

