

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка з додатком

DiamondClean Smart

Персоналізовані поради

Інтелектуальні датчики насадки

Розумне розпізнавання насадки-
щітки

4 режими, 3 рівні інтенсивності



HX9903/03



Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

Почувайтеся впевнено, завдяки 100% охопленню

DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири вискоєфективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв'язок та поради.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення
- До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні
- Усунення до 100% плям** лише за 3 дні

Персоналізовані поради додатка для ідеального чищення

- Допомогає чистити і виділяє пропущені ділянки
- Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття
- Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця
- Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно
- Підказки щодо зменшення тертя

Чистіть зуби краще

- Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування
- Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно
- На вибір 4 режими та 3 налаштування інтенсивності
- Вишукана склянка для заряджання та футляр для подорожі


Основні особливості

Забудьте про наліт



Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м'якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

Турбота про ваші ясна




Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*

Біліші зуби, швидко




Встановіть насадку для щітки W3 Premium White для видалення поверхневих плям та отримання найбільшої посмішки. Щільні щетинки в центрі для видалення плям лише за три дні дозволяють видалити до 100% більше плям, що клінічно доведено.**

Жодна ділянка не залишиться без уваги




Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

Функція завершальних штрихів




Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

Зони фокусування та визначення цілей



У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

Забаргато тиску?




Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

Що легше, то краще



Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тертя. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м'яке, ефективне чищення.

Синхронізація з режимом BrushSync



Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтеся. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

Специфікації

Підключення

Бездротова технологія Bluetooth®: Підключення до додатка для чищення

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів*****

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Телефони Android, Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0

Сумісність з iOS: iPad 3-го або новішого покоління, iPhone 4S або новішої версії, з iOS7 або новішої версії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Дисплей: Дисплей із підсвіткою

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Розпізнавання насадки для щітки: Синхронізація з оптимальним режимом

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Ручка: 1 DiamondClean Smart

Дорожній футляр: Дорожній футляр преміум-класу

Скляний зарядний пристрій: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: До 7 разів здоровіші ясна****

Ефективність: Усуває до 10 разів більше нальоту*

Переваги відбілювання: До 100% менше поверхневих плям*****

Таймер: BrushPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Кільце засвічується фіолетовим кольором, Ручка щітки вібрає, попереджаючи користувача

Функція завершальних штрихів: Забезпечення 100% чищення

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

3 рівні інтенсивності: Високий, Середній, Низький

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення

Здоров'я ясен: Особлива увага до корінних зубів

Відбілювання+: Для видалення поверхневих плям

Синхронізація BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Синхронізація з режимом чищення

Насадка для щітки G3 Premium Gum Care:

Синхронізація з режимом здоров'я ясен

Насадка для щітки W3 Premium White:

Синхронізація з режимом White+

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Датчик розташування: Відстежує та покращує чищення

Датчик тертя: Допомагає зменшити тертя

3D-карта рота: Виділення проблемних місць

Функція завершальних штрихів: Скерування до пропущених місць

Датчик розташування: Скерує до пропущених ділянок



* Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою

** у порівнянні з DiamondClean

**** в режимі здоров'я ясен у порівнянні зі звичайною зубною щіткою, через 2 тижні

***** через 3 дні використання в режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

***** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі