

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 5100

Відбілення зубів за 1 тиждень*

Датчик тиску та таймери контролю
часу чищення

3 режими роботи та 1 інтенсивність

2 насадки W2 Optimal White в
комплекті



HX6859/29



Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуєте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, покращуючи здоров'я ясен до 100% більше, порівняно з ручною зубною щіткою

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах
- Відбілювання зубів лише за один тиждень

Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення
- Тепер подорожувати стало зручніше

Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Чистість зуби краще

- Виберіть один із трьох режимів

Основні особливості

Природно біліші зуби



Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білшу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Три режими



Ця зубна щітка дозволяє налаштовувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за ясенами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжкого масажування ясен.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Контроль натиску під час чищення



Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean піддає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікрочем, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

Корисні таймери



Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Зручний дорожній футляр та зарядний пристрій



Зубну щітку можна гігієнічно зберігати у нашому високоякісному дорожньому футлярі, а компактна зарядна платформа дозволяє підтримувати повний заряд у поїздках. Ви зможете регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання, а зарядна платформа дозволить подорожувати довше.

Спеціфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий і блакитний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):

1

Насадки для щітки: 2 W2 optimal white

Дорожній футляр: 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Покращення стану ясен лише за два тижні. Дозволяє зменшити появу карієсних

порожнин

Таймер: QuadPacer та SmarTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрює, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

