

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique rechargeable

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge

Coffret de voyage USB



HX9362/67



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*
- Renforce la santé des gencives en 2 semaines seulement.*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire
- Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le mode pour dents sensibles

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteries favorisent un brossage minutieux d'une durée de 2 minutes
- Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

Pour un nettoyage impeccable

- Orientation en angle pour favoriser le nettoyage dans les endroits difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant, mais en douceur


Points forts

Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches




Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.


Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal offert par votre brosse à dents DiamondClean, vos gencives deviendront plus saines en 2 semaines. Vous

obtiendrez votre sourire le plus sain, car elle élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle*.

5 modes pour nettoyer comme vous le souhaitez



Avec DiamondClean, vous obtenez un nettoyage vraiment rafraîchissant tous les jours. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Nettoyage, pour un nettoyage quotidien exceptionnel; mode Soins des gencives, pour masser doucement les gencives; mode Nettoyage en profondeur, pour un nettoyage en profondeur revigorant; mode Dents sensibles pour un nettoyage doux, mais efficace, des gencives sensibles; et mode Blanchiment, le mode idéal pour éliminer les taches.

Quadpacer et Smartimer



Deux minutes suffisent pour nettoyer vos dents en profondeur. Notre fonction Quadpacer vous indique lorsque vous avez passé la quantité optimale de temps sur chaque zone de votre

bouche, tandis que notre fonction Smartimer signale lorsque la durée totale du brossage est terminée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé chaque fois.

Atteignez les endroits difficiles



La forme unique de la poignée de votre brosse à dents DiamondClean, combinée à nos têtes de brosse signifie que, même les endroits difficiles comme les dents du fond sont nettoyés en profondeur.

Technologie Philips Sonicare



Les vibrations soniques fouettent le dentifrice pour produire des bulles pour lutter contre la plaque, et les envoient profondément entre vos dents et le long de vos gencives. Au même moment, vos dents subissent 62 000 mouvements de brosse doux mais efficaces. Vous obtiendrez l'équivalent d'un mois de brossage en à peine 2 minutes.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: Rose

Alimentation

Tension: 100-240 V, 50-60 Hz

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte, 1 DiamondClean standard

Poignée: 1 DiamondClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

