

# PHILIPS

## sonicare

elektrinis dantų  
šepetėlis

2 series „Gum  
health“

1 režimas

2 rankenėlės

2 šepetėlių galvutės



HX6232/41



## Iki 100 % sveikesnės dantenos

Puikiai šalina apnašas ir išskirtinai gerai valo tarp dantų, kad dantenos būtų sveikesnės.

### **Padeda laikytis odontologų rekomendacijų**

- „SmarTimer“ laikmatis padeda laikytis rekomenduojamos valymo trukmės
- „Quadpacer“ laikmatis skatina kruopštų valymą

### **Labiau pagerina dantenu sveikatą, palyginti su įprastu dantų šep.**

- Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

### **Offers a customized brushing experience**

- „EasyStart“ programa palengvina perėjimą nuo rankinio dantų šepetėlio

### **Matoma ir jaučiama puiki švara**

- Specialiu kampu pasukama šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius dantis
- Geriau valo sunkiai pasiekiamose vietose nei rankinis dantų šepetėlis

### **Rekomenduoja dantų priežiūros specialistai visame pasaulyje**

- Saugu naudoti su kabėmis, odontologinėmis priemonėmis ir laminatėmis

## Ypatybės

### Gerėnis priėjimas prie galinių dantų



Šis apnašas šalinantis dantų šepetėlis turi ploną, pakreiptą šepetėlio galvutę, su kuria geriau pasiekiami galiniai dantys ir sunkiai pasiekiamos vietos.

### Geriau valo sunkiai pasiekiamose vietose




Dėl šio dantų šepetėlio plono, kampu pasukto kakliuko ir lengvai paimamos rankenėlės geriau išvalomos sunkiai pasiekiamos vietos, nei valant rankiniu dantų šepetėliu.

### Technologija „Sonic“



Naudojant mūsų „Sonic“ technologiją sukuriamas unikalus ir dinamiškas valymo veiksmas, dėl kurio skystis patenka giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją, kad būtų valoma kruopščiai, bet švelniai

### „EasyStart“



„EasyStart“ funkcija sureguliuoja dantų šepetėlio galią per pirmus 14 naudojimo kartų, kad padėtų priprasti prie valymosi su „Sonicare“ ir sklandžiai pereiti nuo rankinio dantų šepetėlio

### „Quadpacer“



„Quadpacer“ laikmačio funkcijos skatina kruopščiai išvalyti visą burną. Dantų šepetėlis pypsi kas 30 sek., įspėdamas, kad laikas pereiti prie kitos burnos vietos.

### Saugiai ir švelniai



Švelniai judantis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis yra saugus naudoti su odontologinėmis priemonėmis, įskaitant kabes, implantus ir laminates, tad galite valytis dantis nesijaudindami.

### „SmarTimer“ laikmatis



Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi specialų „SmarTimer“ laikmatį, kad lengviau laikytumėtės odontologų rekomenduojamos dviejų minučių valymo trukmės

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda, Pastelinė rožinė

## Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

## Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: NiMH

## Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

## Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlės: 2 „2-Series gum health“

Šepetėlių galvutės: 2 „ProResults gum health“

## Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per min.  
„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų\*

Nauda sveikatai: Gerina dantenų sveikatą

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

## Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

