



Philips Sonicare
DiamondClean
Brosse à dents électrique -
modèle d'essai

5 modes

2 têtes de brosse
avec mode Deep Clean



HX9342/09

Un nettoyage parfait pour d'excellents résultats

Excellente élimination de la plaque dentaire et éclaircissement efficace

Seule la brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean associe les performances dont ont besoin vos patients aux fonctionnalités dont ils ont envie. La brosse à dents DiamondClean élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse manuelle, ainsi que les taches extrinsèques, pour des sourires plus blancs en seulement une semaine.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Écran lumineux
- Trois semaines d'autonomie
- Système de charge

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- 5 modes : Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse AdaptiveClean
- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles
- Technologie brevetée Philips Sonicare

PHILIPS
sonicare

Points forts

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Tête de brosse AdaptiveClean



Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.* Élimination prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.*

Cinq modes de brossage



Avec mode d'éclaircissement White, pour des dents plus blanches en une semaine seulement (cliniquement prouvé).

Mode Deep Clean




Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

Système de charge



Coffret de voyage de charge avec prise USB compatible avec les ordinateurs portables, et prise électrique pour les déplacements.

Écran lumineux



Lorsque la brosse à dents est allumée, le mode sélectionné s'affiche par rétroéclairage. Lorsqu'elle est éteinte, l'afficheur est invisible, pour un style épuré.

Batterie rechargeable



Une fois entièrement rechargée, la batterie de votre brosse DiamondClean permet trois semaines d'utilisation régulière.

Technologie Sonique



Pousse les fluides entre les dents et le long des gencives, pour un nettoyage impeccable tout en douceur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Blanc céramique

Alimentation

- Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 3 semaines d'autonomie
- Type de batterie: Lithium ION

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Afficheur: Écran lumineux
- Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser
- Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
- Poignée: Design ergonomique ultracompact
- Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

- Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte, 1 AdaptiveClean
- Manches: 1 DiamondClean

Performances de brossage

- Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
- Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Minuteur: Quadpacer et SmarTimer
- Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- Blanche: Élimine les taches à la surface des dents
- Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant
- Gum Care: Masse les gencives en douceur
- Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



Date de publication
2022-09-28

Version: 3.0.2

EAN: 08 71010 37769 63

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
** sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean