

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

DiamondClean

Cinco modos

3 cabezales, 1 cepillo lingual

Vaso cargador, estuche de viaje

con modo Limpieza en  
profundidad



HX9398/20



## Dientes más blancos y saludables de por vida

### El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo sónico Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Philips Sonicare.

#### Probado, mejora la higiene bucal

- Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean\*
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas\*
- Elimina hasta 10 veces más placa con AdaptiveClean\*
- Elige entre cinco modos, que incluyen Limpieza en profundidad y Sensibilidad

#### Diseñado para ti

- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- Estuche de viaje con carga USB y vaso de carga

#### Proporciona una limpieza superior

- El cabezal de cepillado AdaptiveClean se flexiona a lo largo de la línea de las encías

#### Optimiza tu cepillado

- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave


## Destacados

### Dientes hasta dos veces más blancos



Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad para eliminar las manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días.\*

### Dientes hasta dos veces más sanos



Coloca nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de una limpieza suave y profunda que deja las encías hasta dos veces más sanas que un cepillo dental manual. Los laterales de goma suave se flexionan a lo largo de cada contorno de los dientes y las encías para absorber el exceso de presión. Las cerdas llegan en profundidad entre los dientes para ofrecer limpieza cómoda, profunda y eficaz.


### QuadPacer y SmarTimer



Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras

que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

### Cuida tus encías




Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas\*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual\*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

### Tecnología Philips Sonicare



Las potentes vibraciones sónicas baten la pasta dental para formar burbujas que combaten la placa y las introducen entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Al mismo tiempo, tus dientes disfrutarás de 62 000 pasadas suaves pero eficaces. Obtendrás un mes de cepillado manual en solo dos minutos.

### Elimina hasta 10 veces más placa



Coloca el cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Disfrutarás de una


superficie de contacto 4 veces superior\* para eliminar hasta 10 veces más placa en zonas de difícil acceso\* y una limpieza realmente profunda a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

### Diseñado pensando en el almacenamiento



El estuche de viaje USB de lujo sirve también de cargador para poder recargar en cualquier parte. Coloca el cepillo dental en el estuche y conéctalo a tu portátil o enchúfalo a una toma de corriente. También incluye soporte para cabezales de cepillado, para una mayor higiene mientras viajas. Para recargar en casa, nuestro elegante vaso de recarga queda genial en el baño y también sirve como vaso para enjuagarte después del cepillado. Solo tienes que colocar el cepillo en el vaso. Disfruta de dos semanas de uso regular con una sola carga completa.

### 5 modos de limpieza



Con DiamondClean, disfrutarás de una limpieza refrescante a diario. Nuestros cinco modos cubren todas las necesidades de cepillado: modo Limpieza para una limpieza excepcional a diario, Cuidado de las encías para masajear estas suavemente, Limpieza en profundidad para una limpieza profunda y estimulante, Sensibilidad para una limpieza tan suave como eficaz de las encías sensibles y Blanqueamiento, el modo ideal para eliminar las manchas superficiales.

# Especificaciones

## Potencia

Tensión: 110-220 V

## Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 3 semanas\*

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

## Diseño y acabado

Color: Blanco cerámica

## Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El icono iluminado indica la vida útil de la batería

## Piezas incluidas

Estuche de viaje: Cargador de viaje USB

Cabezales: 2 DiamondClean estándar, 1 AdaptiveClean

Mango: 1 DiamondClean

Spray antibacteriano para la lengua: 2oz

Vaso cargador: 1

Cepillo lingual: 1

## Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa\*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios del blanqueamiento: Dientes hasta dos veces más blancos\*

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

## Ingredientes

Ingredientes del spray lingual: Aqua, propilenglicol, Aceite de ricino hidrogenado PEG-40, Aroma, gluconato de zinc, Dimeticona PEG-12, Cloruro de cetilpiridinio, Eucalipto, aceite de citriodora, Timol, sacarina, limoneno, CI42090

## Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías

