

Philips Sonicare  
sonična električna zobna  
ščetka za najstnike

**1 način**

2 glavi ščetke  
1 potovalna torbica

**HX6212/90**



# Bolj beli in zdravi zobje za čudovit nasmeh

Zobna ščetka Sonicare za najstnike zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja za bolj bele zobe in svež dah ter popolno samozavest

## **Dokazano izboljšuje zdravje ust**

- Tehnologija Philips Sonicare poskrbi za bolj bel nasmeh
- Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje

## **Zasnova po vaši meri**

- Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.
- Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

## **Zagotavlja vrhunsko čistočo**

- Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.
- Z glavo ščetke InterCare odstranite do 7-krat več zobnih oblog\*
- Izjemno čiščenje med zobmi in zobnim aparatom

**PHILIPS**  
**sonicare**

sonična električna zobna ščetka za najstnike  
1 način 2 glavi ščetke, 1 potovalna torbica

HX6212/90

## Značilnosti

### Odstrani do 7-krat več zobnih oblog



Kliknite glavo ščetke InterCare in izboljšajte zdravje dlesni v samo dveh tednih. Zelo dolge ščetine odstranijo več zobnih oblog na težko dostopnih mestih in med zobmi ter tako poskrbijo za zdrave dlesni.

### Zagotavlja vrhunsko čistočo



Zelo dolge ščetine glave zobne ščetke Philips Sonicare InterCare so zasnovane za izjemno čiščenje med zobmi in zobnim aparatom.

### Tehnologija Philips Sonicare



Močne sonične vibracije spenijo zobno pasto v mehurčke, ki odstranjujejo zobne obloge, in jih

spravijo globoko med vaše zobe in ob dlesni. Istočasno bodo vaši zobje občutili 62.000 nežnih, a učinkovitih gibov. Ščetkanje, za katerega bi z ročno ščetko potrebovali mesec dni, boste opravili v samo 2 minutah.

### Dosežite težavna mesta



Kombinacija edinstvene oblike ročaja vaše zobne ščetke s funkcijo 2 korakov in naše glave ščetke omogoča tudi temeljito čiščenje težavnih mest, kot so zadnji zobje.

### Lahkotno v novo rutino




Na vsako novo stvar se je treba privaditi. Naš program za enostaven začetek vam nudi možnost postopnega, blagega naraščanja moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove zobne ščetke.

### Nežno dnevno beljenje zob



Uživajte v naravno bolj belih zobeh z našo edinstveno sonično tehnologijo. Ta glava ščetke pomaga odstranjevati madeže, ki nastajajo pri vsakodnevem uživanju hrane in pijače, in z nežnim ščetkanjem poskrbi za bolj bel nasmeh.

### Merilnika časa QuadPacer in Smartimer



Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za vsako področje ust pove, kdaj ste porabili optimalno dolžino časa, merilnik časa Smartimer pa vas opozori, ko se celoten čas izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Meta

## Napajanje

- Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna
- Vrsta baterije: NiMH

## Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

- Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije
- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Sistem glave ščetke: Enostavno pritrldljive glave

## ščetke

- Čas ščetkanja: Do 2 tedna

## Priloženi predmeti

- Potovalna torbica: 1
- Ročaj: 1 funkcija za odstranjevanje zobnih oblog v 2 korakih
- Polnilnik: 1
- Glave ščetke: 1 ProResults za odstranjevanje zobnih oblog, 1 standardna InterCare

## Učinkovitost čiščenja

- Hitrost: Do 31.000 gibov ščetke na minuto
- Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*
- Pozitivni vplivi na zdravje: Pomaga zmanjšati karies
- Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo



Datum izdaje 2022-05-11

Različica: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka