


Philips Sonicare AirFloss  
Pro/Ultra  
Nastavek za medzobno  
čiščenje

Z zobno ščetko DiamondClean  
z 1 nastavkom in 1 glavo ščetke  
Polnilni kozarec, potovalna  
torbica



HX8491/01

## Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih\*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavkom AirFloss Ultra najenostavneje učinkovito očistite predele med zobmi. AirFloss Ultra lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo, ki na zdravje dlesni klinično dokazano učinkuje enako dobro kot zobna nitka.\*\*

### Improves oral health

- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog\*\*\*
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

### Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za poliranje (Polish) in načinom za občutljive zobe (Sensitive).
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

### Superior technology

- Visokozmogljiv nastavek
- Tehnologija zraka in mikrokapljic


### The easiest way to effectively clean between teeth

- Enostaven način razvijanja zdrave navade
- Traja le 60 sekund: nastavite, pritisnete in čistite!

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Značilnosti

### Odstrani do 99,9 % zobnih oblog




AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.\*\*

### Tehnologija mikrokaplji



Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združenjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

### Razvijte zdravo navado na preprost način



Čiščenje interproximalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

### Bolj zdrave dlesni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni kot nitkanje.\*\* Zdravje dlesni izboljša že v dveh tednih.

### Pomaga preprečevati karies



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

### Visokozmogljiv nastavek




Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokaplji, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

### Očisti v 60 sekundah



Z AirFloss Pro/Ultra boste za čiščenje celotne ustne votline porabili manj kot 60 sekund na dan. Enostavno nastavite število curkov (en, dva ali trije) in pridržite aktivacijski gumb, če želite nenehno samodejno brizganje curkov, ali pritisčajte in spuščajte gumb za ročno brizganje.

### 5 načinov čiščenja



Z DiamondClean boste dosegli osvežilno čiščenje vsak dan. Naših 5 načinov zadovolji vse vaše potrebe pri ščetkanju; način čiščenja (Clean) – za izjemno vsakodnevno čiščenje, način za nego dlesni (Gum Care) – za nežno masažo dlesni, način za poliranje (Polish) – za svetlejši nasmeh, način za občutljive zobe (Sensitive) – za nežno, a učinkovito čiščenje občutljivih dlesni in način za beljenje (White) – idealni način za odstranitev površinskih zobnih oblog.

### Poslovite se od zobnih oblog



Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela s sivimi odtenki

## Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

## Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

## Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

- Indikator baterije: LED-lučke na ročaju prikazujejo nivo baterije
- Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke
- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Zaslon: Osvetljen zaslon
- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

## Priloženi predmeti

- Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB
- Ročaj: 1 DiamondClean
- Glave ščetke: 1 standardna DiamondClean
- Polnilnik: 1

- Polnilni kozarec: 1
- Ročaj AirFloss Ultra: 1
- Nastavek: 1

## Učinkovitost čiščenja

- Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog\*\*
- Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min
- Pozitivni vplivi na zdravje: Celotna usta očisti v 60 sekundah, V 2 tednih izboljša zdravje dlesni
- Klinično dokazani rezultati: Enako učinkovito kot nitkanje pri, izboljševanju zdravja dlesni, odstranjevanju zobnih oblog, zmanjševanju krvavenja iz dlesni
- Nastavljivo: Samodejno ali ročno brizganje curkov, En dva ali trije curki naenkrat\*\*\*
- Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev
- Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje pobeli zobe\*
- Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
- Gum Care: Nežno masira dlesni
- Bela: Odstranjuje površinske madeže
- Poliranje: Za osvežitev in poliranje zob
- Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni



Datum izdaje 2023-01-14

Različica: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* sicer vam vrnemo denar

\*\* Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

\*\*\* Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo