



Philips goLITE BLU  
Energy Light

ladattava  
vaihtosovittimet



HF3330/01

## Tunne itsesi energisemmäksi

Energiaa koko päiväksi, luonnollisesti

Philips goLITE BLU on kompakti, siirrettävä kirkasvalolaite, jonka sininen valo muistuttaa kirkkaan kesäpäivän taivasta. Juuri tämä valoterapian muoto tunnetaan luonnollisesti energiatasoa nostavasta vaikutuksestaan. Se auttaa aina kun tarvitset lisää energiaa ja helpottaa talvimasennusta.

### Kätevä ja helppokäyttöinen

- Taustavalaistusta kosketusnäytöstä voit säätää ajastinta ja valotehoa
- Kestävät LED-valot
- Kuljeta mukana ja lataa
- Saat tuloksia vain 15–45 minuutin käytöllä päivässä.
- Sininen valo, jossa ei ole lainkaan UV-säteilyä

### Nostaa energiatasoa ja auttaa kaamosmasennukseen

- Helpottaa kaamosmasennuksen oireita
- Auttaa selviämään aikaerorasituksen tuottamasta väsymyksestä
- Auttaa nostamaan energiatasoa
- Erityinen sininen valo, joka on kuin selkeä aurinkoinen taivas

### Proven benefits

- Todistettu kliinisesti parantavan mielialaa ja nostavan energiatasoa
- 100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta
- Riippumattomat kokeet osoittavat käyttäjien energiatason parantuneen

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Luonnollisen sininen valo



goLITE BLU -kirkasvalolaitte tuottaa tietynlaista puhtaan sinistä valoa, joka muistuttaa auringonvaloa selkeinä kesäpäivinä. Silmien reseptorit vastaanottavat tätä valoa, jonka avulla pysyt energisenä ja vireänä.

### Auttaa kaamosmasennukseen



Maissa, joissa talvi on pitkä, monet tuntevat itsensä väsyneeksi ja haluttomaksi valon puutteen vuoksi. Näitä oireita sanotaan talvimasennukseksi. Ne alkavat tyypillisesti syksyllä ja voivat kestää useita viikkoja. Philips goLITE BLU on helppo ja luonnollinen tapa helpottaa oireita ja palauttaa kesäinen mieliala ja energiataso.

### Nostaa energiatasoa




Kiireinen elämäntyyli on vaativa, ja haluamme olla parhaimmillamme sekä työssä että vapaa-ajalla. Joskus väsymme kesken

päivän. Käyttämällä goLITE BLU -kirkasvalolaitetta mihin tahansa aikaan päivästä voit nostaa energiatasosi ja lisätä vireyttäsi luonnollisesti.

### Auttaa aikaerorasitukseen

Monet usein matkustavat ihmiset kärsivät aikaerorasituksesta pitkien lentojen jälkeen. Käyttämällä silloin goLITE BLU -kirkasvalolaitetta voit nostaa energiatasosi luonnollisesti ja siirtää sisäisen kellosi uuden aikavyöhykkeen mukaiseksi.

### Käytä 15–45 minuutin ajan päivässä




Sijoita goLITE BLU lähelle näkökenttääsi, valoon ei tarvitse katsoa suoraan. Käyttämällä goLITE BLU -kirkasvalolaitetta vähintään 15 minuutin ajan voit parantaa mielialaasi ja nostaa energiatasosi luonnollisesti aina tarpeen vaatiessa. Sen pidempikin käyttö on täysin turvallista. Säännöllinen käyttö jokaisena talviaamuna helpottaa talvimasennuksen oireita.

### Käytä kaikkialla



Kompaktin muodon, säilytyskotelon, ladattavan akun ja vaihtosovittimien ansiosta goLITE BLU on helppo käyttää, säilyttää ja ottaa mukaan matkoille.

### Säädettävä ajastin ja teho



Aseta ajastin tarpeen mukaan (1-60 min) kosketusnäytössä ja valitse sopiva kirkkaustaso neljästä vaihtoehdosta himmentimellä. Aseta hoitoajan hälytys, jotta et unohda hoitoa.

### Pitkäkestoiset LED-valot



goLITE BLU -kirkasvalolaitteen kestäviä LED-valoja voi käyttää 30 minuuttia päivittäin 50 vuoden ajan valotehon kärsimättä.

### Ei UV-säteilyä



Puhdas sininen valo lisää energiaa luonnollisesti kuin aurinkoisena päivänä ilman auringonvaloon liittyvää ultraviolettisäteilyä.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 180 cm
- Jännite: 100 - 240 V
- Virta: 12 W
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50/60 Hz
- Lamppujen tyyppi: LED
- Lamppujen käyttöikä: 10 000 hr

## Paino ja mitat

- Tuotteen mitat: 14 x 14 x 2,5 cm
- Laitteen paino: 0,4 kg
- Pakkauksen mitat (LxKxS): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0.9 kg
- Pääpakkaus: 2

## Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Kiina
- CTV-koodi: 884333001

## Helppokäyttöinen

- Taustavalaistu kosketusnäyttö: KYLLÄ
- Virtapainike
- Sisäinen kello: KYLLÄ
- Taukotoiminto: KYLLÄ
- Hoitomuistutus: KYLLÄ
- Hoitoajastin: 0-60 min

## Miellyttävä valo

- Kehittyntä diffuusio-optiikka: KYLLÄ
- Laaja hoitoalue: KYLLÄ
- Valotehon himmennin: Kyllä, 4 tasoa
- Erityinen sininen valo

## Terveydenhuoltolaite

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

## Kannettava

- Pieni ja kompakti muotoilu
- Sisäinen ladattava akku: KYLLÄ
- Mukana suojapussi
- Vaihtosovittimet: KYLLÄ

## Hyvinvointia valolla

- Voita talvimasennus: KYLLÄ
- Voita aikaerorasitus
- Lisää vireyttä
- Nosta energiatasoa

## Turvallisuus ja määräykset

- Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä tai vastaavaa
- Ei sovellu yleisvalaisuun
- CE 0344 -sertifioitu
- IEC 60601-1 (Ed. 3) -sertifiointi



Julkaisupäivä 2022-09-13

Versio: 1.0.1

EAN: 08 71010 34741 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12