

Philips
EnergyLight

HF3319/01



Ole yhtä energinen

Pysy yhtä energisenä kuin aurinkoisena päivänä!

Philips Energy Light on valoterapialaite, joka antaa sinulle tarvitsemaasi päivänvaloa ja energiaa ja jota voit käyttää juuri silloin kuin sinulle sopii.

Miellyttävä ja helppokäyttöinen

- Säädettävä kallistuskulma
- Valotehon himmennin
- Hoitoajan osoitin
- Ei UV-säteilyä

Proven benefits

- 100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta
- 91 % käyttäjistä on tyytyväisiä EnergyLight-kirkasvalolamppuun
- Todistettu kliinisesti helpottavan talvimasennusta
- 94 % käyttäjistä kokee, että EnergyLight auttaa talvimasennukseen

Ehkäisee kaamosmasennusta ja antaa energiaa

- 10 000 luksin valoteho
- Helpottaa talvimasennuksen ja vuodenaikojen vaihteluun liittyvän masennuksen oireita
- Käytä 30 minuutin ajan päivässä

PHILIPS

Kohokohdat

Voita talvimasennus



Maissa, joissa talvi on pitkä, monet tuntevat itsensä väsyneeksi ja haluttomaksi valon puutteen vuoksi. Näitä oireita sanotaan talvimasennukseksi. Ne alkavat tyypillisesti syksyllä ja voivat kestää useita viikkoja. Philips EnergyLight on helppo ja luonnollinen tapa helpottaa oireita ja palauttaa kesäinen mieliala ja energiataso.

10 000 luksin valoteho



EnergyLight tuottaa luonnollista päivänvaloa tehokkaasti ja laadukkaasti. Enimmäistehoitaan 10 000 luksin lamput eivät häikäise eivätkä heijasta.

Käytä 30 minuuttia päivässä



Jo 30 minuutin päivittäinen Philips EnergyLightin käyttö täydellä teholla parantaa mielialaa ja nostaa energiatasoa luonnollisesti. Sen pidempikin käyttö on täysin turvallista. Sijoita EnergyLight lähelle näkökenttääsi – valoon ei tarvitse katsoa suoraan. Säännöllinen käyttö jokaisena talviaamuna helpottaa

kaamosmasennuksen ja vuodenaikojen vaihteluun liittyvän masennuksen oireita.

Hoitoajan osoitin




EnergyLight-laitteessa on LED-ajastin, joka osoittaa, miten kauan laitetta on käytetty.

Valotehon himmennin



Tämän laitteen avulla voit helpottaa talvimasennusta ja saada yhtä paljon energiaa kuin kesällä. Voit myös käyttää sitä miellyttävällä valon voimakkuudella vaikka lukuvalona. EnergyLight-laitteessa on himmennin, josta valotehoa voi säätää nollasta 10 000 luksiin (15–20 cm:n etäisyydellä) mieltymystesi mukaan.

Säädettävä kallistuskulma



Laite voidaan säätää useisiin eri asentoihin.

Ei UV-säteilyä



EnergyLightissa käytetään luonnonvalon koko aallonpituutta. Laite on eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukainen ja siinä on UV-suodatinlevy. Tämän vuoksi EnergyLight on turvallinen käyttää.

Käyttäjät todistavat sen toimivan

94 % käyttäjistä kokee, että Philips EnergyLight auttaa tehokkaasti talvimasennukseen. Testattu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa (metrix lab), kohderyhmä 286 kuluttajaa.

Korkea kuluttajatytyväisyys

91% käyttäjistä on tyytyväisiä käyttämäänsä Philips EnergyLight -tuotteeseen. Testattu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa (metrix lab), kohderyhmä 286 kuluttajaa.

Kliinisesti tutkittu



Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips EnergyLight -tuotteiden valo parantaa energiatasoa ja auttaa kehoasi taistelemaan talvimasennusta vastaan. Energylight: 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267–74; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1–3): 55–61.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Johdon pituus: 200 cm
- Virta: 75 W
- Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
- Taajuus: 50 Hz
- Jännite: 230 V
- Lamppujen tyyppi: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Lamppujen käyttöikä: 1 700 hours (10,000 luksia)
- Liitäntälaitteen käyttötaajuus: 45 kHz...125 kHz

Paino ja mitat

- Tuotepakkauksen paino (=tukkupakkaus): 4,4 kg
- Pakkauksen mitat (LxKxS): 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Box weight: 4.4 kg

Logistiset tiedot

- Alkuperämaa: Saksa
- CTV-koodi: 884331901

Helppokäyttöinen

- Säädetty kallistuskulma: 20 astetta
- Virtapainike
- Hoitoajan osoitin

Miellyttävä valo

- Valotehon himmennin: KYLLÄ
- Tasaisen kirkas valo
- Valaistusvoimakkuus: 10 000 luksia
- Luonnollisen valkoinen valo: KYLLÄ
- Vaihdeettava lamppu

Helppo sijoittaa

- Säädetty kallistuskulma: 20 astetta

Terveydenhuoltolaite

- Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD 93/42/ETY

Hyvinvointia valolla

- Voita talvimasennus: KYLLÄ
- Lisää vireyttä
- Nosta energiatasoa

Turvallisuus ja määräykset

- Ei sovellu yleisvalaisuun
- Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä tai vastaavaa
- CE 0344 -sertifioitu
- IEC 60601-1 (Ed. 3) -sertifiointi



Julkaisupäivä 2023-02-01

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4): 267-74; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3): 55-61