

PHILIPS

luz de energía

goLITE BLU

recargable

adaptadores internacionales



HF3330/01



Siéntete con más energía

Energía todo el día de forma natural

La Philips goLITE BLU es una luz compacta portátil que produce una luz azul como la de un cielo despejado de verano. Está demostrado que este tipo de fototerapia aumenta tus niveles de energía de forma natural cuando lo necesites y ayuda a combatir la apatía invernal.

Luz cómoda y fácil de usar

- Pantalla táctil con retroiluminación para ajustar el temporizador y la intensidad
- LED extraduraderos
- Portátil y recargable para total comodidad
- Utilízala durante sólo 15-45 minutos cada día y comprueba los resultados
- Luz azul 100% sin ultravioleta

Aumenta los niveles de energía y combate la apatía invernal

- Ayuda a mitigar los síntomas de la apatía invernal
- Ayuda a sobreponerse al cansancio producido por el jet lag
- Ayuda a aumentar los niveles de energía
- Utiliza luz azul específica como la de un cielo despejado de verano

Proven benefits

- Clínicamente probado* para mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía
- 100 años de experiencia de Philips en tecnología de luz
- Estudios independientes demuestran unos niveles de energía mejorados en los usuarios

Destacados

Luz azul natural



La luz de energía goLITE BLU produce un tipo de luz azul pura muy peculiar que se produce de forma natural en días muy soleados y claros. Los ojos disponen de receptores especiales que captan esta luz azul capaz de hacerte sentir con energía cuando lo necesitas.

Combate la apatía invernal



En países con inviernos largos, mucha gente sufre una pérdida de energía y abatimiento debido a la falta de luz. A estos síntomas se les denomina apatía invernal; normalmente comienzan en otoño y pueden durar varias semanas. Philips goLITE BLU es una forma sencilla y natural de mitigar estos síntomas y restablecer el ánimo y el nivel de energía que se tienen en verano.

Aumenta los niveles de energía




Los ajetreados estilos de vida que llevamos exigen mucha energía y queremos dar lo mejor de nosotros mismos cuando trabajamos

y en nuestro tiempo libre. A veces nos sentimos faltos de energía: si utilizas la luz de energía goLITE BLU en cualquier momento del día, aumentarás tus niveles de energía y atención de manera natural.

Mitiga el jet lag

Las personas que viajan con regularidad experimentan jet lag tras vuelos largos. El uso de goLITE BLU cuando sientes jet lag aumenta naturalmente tus niveles de energía y puede ayudarte a ajustar tu reloj biológico a la nueva zona horaria.

Utilízala durante 15-45 minutos cada día




Coloca goLITE BLU en tu campo de visión, no es necesario que mires directamente a la luz. Con tan sólo utilizar la luz de energía goLITE BLU durante al menos 15 minutos, mejorará tu estado de ánimo y aumentará tu nivel de energía de forma natural, cuando lo necesitas. Puedes utilizarla durante más tiempo con total seguridad. Si la utilizas cada mañana de forma regular durante los meses de invierno, te ayudará a mitigar los síntomas de la apatía invernal.

Puedes usarlo en cualquier parte



Gracias a su diseño compacto, la funda de almacenamiento, la batería recargable y los adaptadores internacionales, la goLITE BLU es fácil de utilizar, guardar y transportar cuando viajes.

Temporizador e intensidad ajustables



Ajusta el temporizador según tus necesidades (1-60 minutos) mediante la pantalla táctil y elige el nivel de brillo adecuado de entre los cuatro niveles disponibles mediante el regulador. Ajusta la alarma del tiempo de tratamiento para asegurarte de que no te saltas tu sesión de luz azul.

LED duraderos



Los duraderos LED de la luz de energía goLITE BLU se pueden utilizar durante 30 minutos al día durante 50 años sin perder su eficacia.

Sin ultravioleta



La luz azul pura aumenta tus niveles de energía de forma natural como lo haría un día soleado, pero sin los rayos ultravioleta asociados a la luz del sol.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión: 100-240 V
Longitud del cable: 180 cm
Potencia: 12 W
Frecuencia: 50/60 Hz
Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)
Tipo de lámparas: LED
Vida útil de las lámparas: 10.000 hora(s)

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,4 kg
Dimensiones del producto: 14 x 14 x 2,5 cm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundo): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
Box weight: 0,9 kg
Caja principal: 2

Datos logísticos

País de origen: China
Código CTV: 884333001

Facilidad de uso

Pantalla táctil con retroiluminación
Botón de encendido/apagado
Reloj integrado
Función de pausa
Alarma de recordatorio del tratamiento
Temporizador del tratamiento: 0-60 minutos

Iluminación cómoda

Óptica de difusión avanzada
Campo de tratamiento amplio
Regulador de intensidad luminosa: Sí, 4 niveles
Luz azul específica

Aparato médico

Directiva sobre Dispositivos Médicos:
2007/47/EC, MDD 93/42/CEE

Portátil

Batería interna recargable
Diseño pequeño y compacto
Incluye funda protectora
Adaptadores de alimentación internacionales

Bienestar a través de la luz

Combate la tristeza del invierno
Aumenta la atención
Mitiga el jet lag
Aumenta tu nivel de energía

Seguridad y normativas

Sin ultravioleta: Sin UV ni radiación UV cercana
No para iluminación general
Certificación CE 0344
Cumple la normativa IEC 60601-1 Ed. 3

