

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-  
hambahari

ProtectiveClean  
4300

Sisesehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon



HX6888/98



## Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

Parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise  
hambaharjaga võrreldes

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja parandage oma  
igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes

### Proven to improve oral health

- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

### Innovative technology

- Märkuanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
- Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

### Parandab patsientide suuhügieeni

- Parandab igemete tervist kuni 100%\*
- Tädised, kroonid või tundlikud piirkonnad? Muretsemiseks ei ole põhjust.

### Designed around your patient

- Suurepärase viisi uue hambaharjaga harjumiseks
- Julgustab põhjalikult harjama

# Esiletõstetud tooted

## Parandab igemete tervist



Tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased harjavad eriti õrnalt, et eemaldada igemepiirilt kattu ja parandada tavalise hambaharjaga võrreldes igemete tervist kuni 100%. Spetsiaalse kumera kujuga võimas otsak muudab tagumiste hammaste ja suu tagaosas puhastamise lihtsaks.

## Liiga suure jõuga?



Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

## Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja


laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

## Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

## Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus




Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

## BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroniseerib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

## Kasulikud taimerid



Meie QuadPacer teavitab patsienti, millal on kulutatud piisavalt aega iga suupiirkonna puhastamiseks, ja nutikas taimer annab märku, kui harjatud on soovitatavad kaks minutit.

## Easy-start-programm



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

**Värv:** Keskmise tumedusega sinine

## Võimsus

**Pinge:** 110–220 V

## Tehnilised andmed

**Aku:** Laetav

**Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani):** Kuni kaks nädalat

**Aku tüüp:** Liitiumioon

## Hooldus

**Garantii:** Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

**Käepideme ühilduvus:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

**Akunäidik:** Märgutuli aku laetuse kohta

**Käepide:** Peenike, ergonomiline disain

**Harjamisaeg:** Kuni kaks nädalat

**Asendamise meeldetuletus:** Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasolevad tarvikud

**Laadija:** 1

**Harjapead:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare'i tavaline, 1 W2c Optimal White, kompaktne

**Käepide:** 1 ProtectiveClean

## Puhastusjõudlus

**Kasu tervisele:** Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket

**Kiirus:** Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

**Taimer:** Quadpacer ja SmarTimer

**Tagasiside jõulise harjamise kohta:** Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

## Režiimid

**Puhastamine:** Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

## Nutikate anduritega tehnoloogia

**BrushSynci vahetamise meeldetuletus:** Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

**Surveandur:** Annab liiga tugevast harjamisest märku

