

Philips
EnergyLight

HF3319/01



Faites le plein d'énergie

Plus d'énergie, comme lors d'une journée ensoleillée

Philips EnergyLight est un appareil de luminothérapie qui vous apporte la lumière naturelle et l'énergie qui vous manquent pour profiter de l'été tout au long de l'année, sans pour autant bousculer vos habitudes quotidiennes.

Comfortable and easy to use light

- Angle réglable
- Variateur d'intensité lumineuse
- Indicateur de durée de séance
- Sans UV

Proven benefits

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- 91 % des utilisateurs sont satisfaits de leur EnergyUp
- Efficacité contre le blues hivernal cliniquement prouvée
- 94 % des utilisateurs affirment que l'EnergyUp combat le blues hivernal

Fight winter blues and increase energy levels

- Intensité lumineuse de 10 000 lux
- Atténue les symptômes du blues hivernal et de la dépression saisonnière
- Utilisation 30 minutes par jour

PHILIPS

Points forts

Luttez contre le blues hivernal



Dans les pays où les hivers sont longs, beaucoup de gens souffrent de baisses de forme et d'apathie du fait du manque de lumière. Ces symptômes sont appelés blues hivernal. Ils commencent habituellement en automne et peuvent durer plusieurs semaines. La lampe Philips EnergyUp vous aide à soulager ces symptômes et à retrouver une humeur et un niveau de forme semblables à ceux de l'été, de manière simple et naturelle.

Intensité lumineuse de 10 000 lux



L'EnergyUp produit de la lumière avec une intensité et une qualité quasi identiques à la lumière diurne naturelle. Elle peut même vous offrir jusqu'à 10 000 lux sans aucun scintillement ou reflet désagréable.

Utilisation 30 min par jour



Utilisez l'EnergyUp de Philips à pleine intensité 30 minutes par jour pour améliorer naturellement votre humeur et votre niveau d'énergie. Une utilisation prolongée est sans danger. Placez l'EnergyLight dans votre champ

de vision (inutile de le regarder directement). Une utilisation régulière pendant l'hiver vous permettra d'atténuer les symptômes du blues hivernal et de la dépression saisonnière.

Indicateur de durée de séance




L'EnergyUp est doté d'un minuteur lumineux qui indique la durée d'utilisation de l'appareil.

Variateur d'intensité lumineuse



Luttez contre le blues hivernal et bénéficiez de l'énergie d'une journée estivale en utilisant l'appareil au niveau d'intensité lumineuse requis, pour la lecture par exemple. EnergyUp possède un variateur, que vous pouvez facilement régler entre 0 et 10 000 lux environ (à 15-20 cm) afin d'atteindre l'intensité lumineuse qui vous convient.

Angle réglable



L'appareil peut être orienté à votre guise pour plus de confort.

Sans UV



L'EnergyUp utilise tout le spectre de lumière diurne naturelle. Elle répond aux normes de sécurité européennes et possède un filtre UV, ce qui rend son utilisation totalement fiable.

Efficacité prouvée par les utilisateurs

94 % des utilisateurs affirment que l'EnergyUp Philips combat avec succès le blues hivernal. Testé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas (metrix lab) auprès de 286 consommateurs.

Taux élevé de satisfaction des utilisateurs

91 % des utilisateurs sont satisfaits de leur EnergyUp Philips. Testé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas (metrix lab) auprès de 286 consommateurs.

Cliniquement prouvé



Des études indépendantes révèlent que les produits de luminothérapie Philips fournissent la lumière dont votre corps a besoin pour combattre le blues hivernal et augmenter votre niveau d'énergie. EnergyUp : 1) Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74 ; 2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-3) : 55-61.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Alimentation: 75 W
- Longueur du cordon: 200 cm
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Fréquence: 50 Hz
- Tension: 230 V
- Type de lampes: Philips EnergyLight 2 PL-L 36 W
- Durée de vie des lampes: 1 700 heures (10 000 lux)
- Fréquence de fonctionnement du ballast: 45 - 125 kHz kHz

Poids et dimensions

- Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 4,4 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 36 x 62,2 x 21,5 cm
- Poids de l'emballage: 4.4 kg

Informations logistiques

- Code CTV: 884331901
- Pays d'origine: Allemagne

Facile à utiliser

- Angle réglable: 20 degrés
- Bouton marche/arrêt
- Indicateur de durée de séance

Lumière agréable

- Variateur d'intensité lumineuse
- Luminance uniforme de l'écran
- Intensité lumineuse: 10 000 lux
- Lumière blanche naturelle
- Lampe remplaçable

Positionnement simple

- Angle réglable: 20 degrés

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

La lumière comme source de bien-être

- Lutte contre le blues hivernal
- Augmentez votre niveau de vigilance
- Augmentez votre niveau d'énergie

Sécurité et réglementation

- Ne convient pas à un éclairage général
- Sans UV: Aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche
- Certifié CE 0344
- Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3



Date de publication
2022-09-13

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74 ; Partonen et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3) : 55-61