



Philips goLITE BLU
energilampe

oppladbar
internasjonale adaptere



HF3330/01

Få mer energi

Energi hele dagen på en naturlig måte

Philips goLITE BLU er en kompakt og bærbar energilampe som avgir et lys like blått som himmelen om sommeren. Denne spesielle lysterapien er kjent for å øke energinivået ditt på en naturlig måte når du trenger det, og bekjempe vinterdepresjon.

Komfortabel, praktisk og enkel å bruke

- Bakbelyst berøringsskjerm for justering av timeren og lysstyrke
- Ekstra langvarige lysdioder
- Praktisk bærbar og oppladbar
- Brukes i 15–45 minutter per dag for å få resultater
- 100 % UV-fritt blått lyst

Øker energinivået og bekjemper vinterdepresjon

- Bidrar til å redusere symptomene ved vinterdepresjon
- Bidrar til å forhindre tretthet ved jetlag
- Bidrar til å øke energinivået
- Bruker spesifikt blått lys som en klar solfylt himmel

Beviste fordeler

- Klinisk bevist* å forbedre humøret og energien
- 100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi
- Uavhengig forskning viser at brukerne får mer energi

PHILIPS

Høydepunkter

Naturlig blått lys



goLITE BLU-energilampen produserer en spesiell type rent og blått lys som naturlig oppstår på svært solfylte og klare dager. Spesielle mottakere i øynene absorberer dette blå lyset, som gir deg energi når du trenger det.

Bekjemper vinterdepresjon



I land med lange vintre opplever mange redusert energi og nedstemthet på grunn av lysmangel. Disse symptomene omtales gjerne som vinterdepresjoner. De begynner som oftest på høsten, og kan vare i flere uker. Philips goLITE BLU er en enkel og naturlig måte å redusere disse symptomene på, og gir deg sommerens humør og energinivå tilbake.

Øker energinivået



En travel livsstil krever mye av oss, og vi vil gjerne være på vårt beste både på jobb og på fritiden. Av og til kan vi føle oss nedstemte

eller gå på lavgir i løpet av dagen. Ved å bruke energilampen goLITE BLU når som helst på dagen, kan du øke energinivået og våkenheten på en naturlig måte.

Hjelper mot jetlag

Mange som reiser regelmessig, opplever jetlag etter lange flyreiser. Hvis du bruker goLITE BLU når du har jetlag, får du et naturlig energiløft og hjelp til å stille kroppsklokken etter den nye tidssonen.

Brukes i 15–45 minutter per dag



Plasser goLITE BLU i synsfeltet ditt – ikke se direkte inn i lyset. Hvis du bruker goLITE BLU-energilampen i minst 15 minutter, forbedres humøret og energinivået ditt på en naturlig måte uansett når du trenger det. Det er helt trygt å bruke den lenger enn dette. Regelmessig bruk hver morgen i vintermånedene hjelper deg med å redusere symptomer på vinterdepresjoner.

Bruk over alt



Kompakt design, oppbevaringseske, oppladbart batteri og internasjonale adaptere gjør goLITE BLU enkel å bruke, enkel å oppbevare og enkel å ta med seg på reise.

Justerbar timer og intensitet



Still inn tiden etter behov (1–60 min) ved hjelp av berøringsskjermen, og velg riktig nivå for lysstyrken blant fire nivåer ved å bruke dimmeren. Sett på alarmen for påminnelse om behandlingstid, slik at du ikke glemmer økten med blått lys.

Langvarige lysdioder



De langvarige lysdiodene i energilampen goLITE BLU kan brukes 30 minutter per dag i 50 år uten at effekten svekkes.

UV-fri



Det rene, blå lyset øker energinivået ditt på en naturlig måte, akkurat som på en solskinnsdag, men uten sollysets UV-stråler.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

- Drift: 12 W
- Ledningslengde: 180 cm
- Spenning: 100–240 V
- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Frekvens: 50/60 Hz
- Type lamper: LED
- Levetid for lamper: 10 000 hour(s)

Vekt og mål

- Produktvekt: 0,4 kg
- Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm
- Mål for esken (B x H D): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0.9 kg
- Hovedeske: 2

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Kina
- CTV-kode: 884333001

Lett å bruke

- Bakbelyst berøringsskjerm
- Av/på-knapp
- Innebygd klokke
- Pause-funksjon
- Påminnelsesalarm for behandling
- Behandlingstimer: 0–60 min

Komfortabelt lys

- Avansert diffuseroptikk
- Stort behandlingsfelt
- Lysintensitetsdimmer: Ja, 4 nivåer
- Spesifikt blått lys

Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD): 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Bærbar

- Internt oppladbart batteri
- Liten, kompakt design
- Beskyttende veske inkludert
- Internasjonale strømadaptere

Velvære med lys

- Bekjemp vinterdepresjoner
- Bekjemp jetlag
- Bli mer våken
- Få mer energi

Sikkerhet og forskrifter

- Ikke for almenbelysning
- UV-fri: Ingen stråling av UV eller nesten-UV
- Samsvarer med IEC 60601-1 Ed. 3
- CE 0344-sertifisert



Utgivelsesdato
2022-05-13

Versjon: 1.0.1

EAN: 08 71010 34741 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12