

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

FlexCare+

5 λειτουργίες

2 κεφαλές βουρτσίσματος

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές

HX6995/10



Πλήρης προστασία των ούλων

Οδοντόβουρτσα για απαλό καθαρισμό των δοντιών και των ούλων

Συνδυάζοντας την τεχνολογία sonic με 5 λειτουργίες βουρτσίσματος, η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα FlexCare+ είναι η λύση σας για ολοκληρωμένη φροντίδα των ούλων. Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία των ούλων σας μετά από χρήση μόλις 2 εβδομάδων.

Proven to improve oral health

- Κλινικά αποδεδειγμένη ασφαλής και απαλή σύνθεση
- Φυσικά λευκότερα δόντια με κατοχυρωμένη τεχνολογία sonic
- Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Guides you to follow dental recommendations

- Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος Quadrasec ενθαρρύνει το σχολαστικό βούρτσισμα
- Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού χρόνου βουρτσίσματος

Provides a superior clean

- Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια
- Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαμό για καλύτερη προσέγγιση των πίσω δοντιών
- Απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος - Πιο καθαρή οδοντόβουρτσα, καλύτερη στοματική υγιεινή

Offers a customized brushing experience

- Πρόγραμμα εύκολης έναρξης για προσαρμογή στην εμπειρία Sonicare
- Πέντε διαφορετικές λειτουργίες για καλύτερη εμπειρία καθαρισμού

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία sonic



Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό



Με τη μοναδική κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό, μπορείτε να φτάσετε πιο εύκολα στα πίσω δόντια αφαιρώντας την πλάκα σε αυτά τα δυσπρόσιτα σημεία.

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος

Όλα σε ένα: απολύμανση, φόρτιση και αποθήκευση. Ο απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος βοηθά ώστε να διατηρείται η κεφαλή χωρίς βακτήρια. Σκοτώνει έως και το 99% των βακτηρίων και των ιών.*

Φυσικά λευκότερα δόντια



Η δυναμική καθαριστική δράση της οδοντόβουρτσας με την άμεση, ευρύτερη επαφή με κάθε δόντι, απομακρύνει αποδεδειγμένα τους καθημερινούς λεκέδες, προσφέροντας στα δόντια σας φυσική λευκότητα.

Ασφαλής και απαλή σύνθεση



Η Philips Sonicare είναι μια απαλή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για σιδεράκια (οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται σε σιδεράκια) και είναι ασφαλής για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, θήκες, όψεις) και περιοδοντικούς θύλακες.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων




Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, για καλύτερη υγεία των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

SmarTimer




Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει χρονόμετρο 2 λεπτών, για να είστε σίγουροι ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας για όσο χρόνο συνιστούν οι ειδικοί

Quadpacer




Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος 30 δευτερολέπτων υποδεικνύει πότε έχετε ολοκληρώσει κάθε τεταρτημόριο της στοματικής κοιλότητας και σας ειδοποιεί να συνεχίσετε για πιο συνεπή καθαρισμό

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης



Σταδιακή αύξηση της ισχύος στις 14 πρώτες χρήσεις, για να συνθίσετε ομαλά την εμπειρία καθαρισμού με μια οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

Πέντε διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού



Οι πέντε λειτουργίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία Καθαρισμός για εξαιρετικό καθαρισμό σε δύο λεπτά, τη λειτουργία Ευαίσθητα ούλα για απαλό αλλά και σχολαστικό καθαρισμό των ούλων, τη λειτουργία Ανάνεωση για γρήγορο καθαρισμό σε ένα λεπτό, τη λειτουργία Μασάζ για τόνωση των ούλων και τη λειτουργία Φροντίδα των ούλων για τη βελτίωση της υγιεινής των ούλων.



Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3 εβδομάδες**

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό με απαλό γαλάζιο

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός, Λαβή από καουτσούκ για άνετο χειρισμό

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που κομπιώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: 1

Λαβές: 1 FlexCare+

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 κανονική ProResults, 1 μικρή ProResults

Βάση σύνδεσης: 1

Απολυμαντική συσκευή με UV

Καθαριστική απόδοση

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στην υγεία των ούλων

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 83% της πλάκας στις δυσπρόσιτες περιοχές

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Βοηθά στη φυσική

αφαίρεση των κηλίδων

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Μασάζ: Αναζωογονητικό μασάζ

Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα ούλα

Ανανέωση: Λειτουργία 1 λεπτού για γρήγορο φρεσκάρισμα

