



Philips Sonicare W3  
Premium White  
Standarta zobu birstes  
uzgaļi

### 4 uzgaļu komplekts

Standarta izmērs  
Uzspraužams  
BrushSync savienošanas funkcija

HX9064/17

## Baltāks, žilbinošāks smaids

Tikai 3 dienu laikā noņem par 100 % vairāk plankumu\*

Ēdieni un dzērieni var padarīt jūsu smaidu nespodru. W3 Premium White birstes uzgaļi var padarīt jūsu smaidu ievērojami baltākus. Pulējošie sari notīra plankumus no zobu virsmas un tikai 3 dienu laikā padara jūsu zobus ievērojami baltākus, vienlaikus rūpējoties par to dziļu tīrīšanu.

#### Innovative technology

- Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija
- Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem\*\*\*

#### Designed to optimize performance

- Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai
- Vienmēr zināsit, kad to nomainīt. Tīrīšana vienmēr būs efektīva.
- Rūpīgi pārbaudīts atbilstoši jūsu mutes dobuma veselības prasībām

#### Izcili baltiem zobiem

- Tikai 3 dienu laikā noņem līdz pat 100 % vairāk zobu virsmas plankumu\*


#### Philips Sonicare's deep clean

- Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu\*\* rūpīgam tīrīšanas rezultātam bez liekām pūlēm

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Izceltie produkti

### Baltāki zobi īsā laikā




Philips Sonicare Premium White birstes uzgaļa centrā blīvi izvietotie sari noņem aplikumu, kā arī ēdienu un dzērienu radītos plankumus uz zobu virsmas. Birstes uzgaļa elastīgās sānu malas ļauj sariem pielāgoties jūsu zobu un smaganu neatkārtotajam formai un nodrošināt rūpīgu un dziļu tīrīšanu, kā arī žilbinošāku smaīdu tikai 3 dienu laikā.

### Adaptīvās tīrīšanas tehnoloģija



Ar mūsu adaptīvās tīrīšanas tehnoloģiju tīrīšanas process katru reizi ir individuāli pielāgots tieši jums. Premium White birstes uzgaļa mīkstās un elastīgās gumijas sānu malas pielāgojas jūsu mutes dobumam. Birstes sari pielāgojas jūsu smaganām un zobiem, nodrošinot līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu\*\* nekā standarta birstes uzgalim. Tas ļauj nodrošināt rūpīgāku un dziļāku tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās. Adaptīvās tīrīšanas tehnoloģija ļauj saudzīgi tīrīt gar smaganu līniju, kā arī absorbēt pārmērīgu spiedienu tīrīšanas laikā un nodrošina patīkamas slaukošas kustības, kas sniedz izcilu tīrīšanas rezultātu.

### Atvadies no zobu aplikuma



Ar Premium White jūs iegūsiet izcilu tīrīšanas rezultātu un zobu ikdienas balināšanu. Birstes uzgaļa elastīgā forma palīdz likvidēt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma\*\*\*\* no zobu virsmas un gar smaganu līniju, nodrošinot rūpīgu un dziļu tīrīšanas rezultātu, ko iespējams gan saskatīt, gan sajūst.

### Philips Sonicare tehnoloģija




Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raída ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

### Viedā birstes uzgaļa nomainīšanas funkcija



Pēc 3 lietošanas mēnešiem birstes uzgaļa efektivitāte samazinās, taču BrushSync™ jums par to savlaicīgi atgādinās. Jūsu viedā zobu suka reģistrē to, cik bieži un ar kādu spēku jūs tīrāt zobus, un informē, ja ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali. Jums nav gudras Philips Sonicare zobu sukas? Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību zilās krāsas sariem — ja tie kļūst balti, ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali.

### Mierīgs prāts zobu tīrīšanas laikā



Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir droši un saudzīgi zobiem un smaganām. Pārbaužu ietvaros tiek vērtēta uzgaļu efektivitāte visos darbības režīmos, lai garantētu izcilu veikspēju un izturību katrā tīrīšanas reizē.

### Vienkārši uzspraužams



Jūsu Premium plaque control birstes uzgalis ir perfekti saderīgs ar jebkuru Philips Sonicare zobu sukas rokturi, izņemot PowerUp Battery un Essence. Tas ir viegli uzspraužams un noņemams, nodrošinot vieglu nomainīšanu un zobu tīrīšanu.

### BrushSync™ savienošanas funkcija



Birstes uzgaļu ērtā BrushSync™ savienošanas funkcija ļauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu\*\*\*. Philips Sonicare V3 Premium Plaque Control birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanu\*\*\*, tas automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek tikai sākt zobu tīrīšanu.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balta

## Dizains un apdare

- Viedā birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija
- Saru stingrums: Vidēji mīksts
- Birstes uzgaļa materiāls: Mīksts, lokanas gumijas malas
- Sari ar indikatoru: Zīla saru krāsa, kas paliek blāva
- Lielums: Standarta

## Saderība

- Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams
- Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma kontrole, 2 sērijas aizsardzība pret aplikumu, 3 sērijas smaganu veselība, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

## Komplektā iekļautie piederumi

- Suku uzgaļi: 4 W3 Premium White

## Kvalitāte un sniegums

- Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem
- Pārbaudīts: optimālai lietošanai

## Veselības ieguvumi

- Nosēdumu noņemšana: Noņem 10 reizes vairāk aplikuma\*\*\*\*
- Whitening: Likvidē par 100% vairāk plankumu\*



Izlaides datums  
2022-05-14

Versija: 1.1.1

EAN: 08 71010 38057 00

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* lietojot režīmu White+ ar populārāko balinošo zobu pastu salīdzinājumā ar manuālo zobu suku  
\*\*BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™  
\* salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali  
\*\*\*salīdz. ar manuālu zobu suku