



Philips goLITE BLU
Lampe Energylight

rechargeable
adaptateurs internationaux



HF3330/01

Soyez plus énergique

De l'énergie toute la journée, naturellement

Philips goLITE BLU est une lampe Energylight compacte et portable qui émet une lumière bleue, comme un ciel d'été. Cette lumière vous aide naturellement à vous sentir plus énergique quand vous le souhaitez et à lutter contre le blues hivernal.

Pratique et facile à utiliser

- Écran tactile rétroéclairé pour ajuster la minuterie et l'intensité
- DEL très longue durée
- Portable, rechargeable et pratique
- Utilisez-la de 15 à 45 minutes par jour en ressentir les résultats.
- Lumière bleue dépourvue d'UV

Redonne de l'énergie et combat la dépression saisonnière

- Aide à minimiser les symptômes de la dépression saisonnière
- Permet de mieux supporter le décalage horaire
- Aide à faire le plein d'énergie
- Diffuse de la lumière aussi bleue qu'un beau ciel ensoleillé

Efficacité prouvée

- Efficacité éprouvée en clinique*
- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Regain d'énergie prouvé par des recherches indépendantes menées auprès des utilisateurs

PHILIPS

Points forts

Lumière bleue naturelle




La lampe de photothérapie goLITE BLU diffuse une lumière bleue très pure caractéristique des belles journées d'été. Absorbée par des récepteurs spéciaux dans les yeux, elle vous aide à faire le plein d'énergie lorsque vous en avez besoin.

Combat la dépression saisonnière



Dans les pays où les hivers sont longs, de nombreuses personnes se sentent moins énergiques et de moins bonne humeur à cause du manque de lumière. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière qui apparaît habituellement à l'automne et peut durer plusieurs semaines. La lampe goLITE BLU de Philips est une façon simple et naturelle de soulager ces symptômes et de vous sentir aussi bien qu'en été.

Aide à faire le plein d'énergie



Si vous faites partie de ceux qui mènent une vie très active et que vous vous efforcez d'être aussi dynamique dans votre vie professionnelle que dans votre vie privée, il vous arrive peut-

être d'avoir des coups de barre au cours de la journée. Rassurez-vous, vous pouvez utiliser la lampe goLITE BLU Energy Light à tout moment pour refaire le plein d'énergie de façon tout à fait naturelle.

Atténue les effets du décalage horaire

Nombreux sont les voyageurs réguliers qui souffrent du décalage horaire après de longues heures de vol. L'utilisation de la lampe goLITE BLU lorsque les effets du décalage horaire se font sentir, vous procure un regain d'énergie et aide votre horloge biologique à se recalculer sur le nouveau fuseau horaire.

Utilisation de 15 à 45 minutes par jour



Installez la lampe goLITE BLU dans votre champ de vision sans être obligé de la fixer directement. Une utilisation quotidienne d'au moins 15 minutes contribue à vous mettre de bonne humeur et à vous donner de l'énergie quand vous en avez besoin. Elle peut bien sûr être utilisée plus longtemps sans danger. Par ailleurs son utilisation régulière le matin en hiver aide à lutter contre les symptômes de la dépression saisonnière.

Peut être utilisée partout



Sa conception compacte, son coffret de rangement, sa batterie rechargeable et ses adaptateurs internationaux facilitent l'utilisation, le rangement et le transport de la lampe goLITE BLU.

Minuterie et réglage de l'intensité



Réglez la minuterie selon vos besoins (entre 1 et 60 minutes) tout simplement en touchant l'écran tactile et choisissez l'un des quatre niveaux de luminosité du variateur. Vous pouvez même définir une alarme pour vous assurer que vous ne raterez jamais une séance de lumière bleue.

DEL longue durée



Les voyants DEL longue durée de la lampe goLITE BLU Energy Light peuvent être utilisés pendant 50 ans à raison de 30 minutes par jour sans perdre en efficacité.

Sans UV



La lumière bleue pure contribue à vous apporter la même énergie que lors d'une belle journée... sans les rayons UV néfastes du soleil.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Alimentation: 12 W
- Longueur du cordon: 180 cm
- Tension: 100-240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Isolation: Classe II (double isolation)
- Type de lampes: LED
- Durée de vie des lampes: 10 000 hr

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 14 x 14 x 2,5 cm
- Poids du produit: 0,4 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0,9 kg
- Carton principal: 2

Informations logistiques

- Pays d'origine: Chine
- Code CTV: 884333001

Facile à utiliser

- Bouton marche/arrêt
- Écran tactile rétroéclairé
- Horloge intégrée
- Fonction Pause
- Alarme de rappel de séance
- Minuteur de séance: 0 à 60 min

Lumière agréable

- Diffusion optique de pointe
- Large champ de traitement
- Variateur d'intensité lumineuse: Oui, 4 niveaux
- Lumière bleue spécifique

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

Portable

- Batterie interne rechargeable
- Design compact
- Housse de protection incluse
- Adaptateurs internationaux

La lumière comme source de bien-être

- Lutte contre le blues hivernal
- Combattez le décalage horaire
- Augmentez votre niveau de vigilance
- Augmentez votre niveau d'énergie

Sécurité et réglementation

- Sans UV: Aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche
- Ne convient pas à un éclairage général
- Certifié CE 0344
- Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3



Date de publication
2022-05-14

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 34741 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12