

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

2 Series gum health

1 режим

2 дръжки

2 глави за четка



HX6232/41



Подобрява здравето на венците до 100%

Предоставя превъзходно премахване на плаката и изключително почистване между зъбите за подобряване на здравето на венците ви.

Насочва ви да спазвате препоръките на зъболекарите

- SmartTimer ви помага да спазвате препоръчаното време за почистване
- Таймерът Quadraseg помага за пълно почистване

Подобрява здравето на венците в сравнение с ръчна четка за зъби

- Динамичното почистващо движение на Sonicare насочва течността между зъбите

Персонализирано почистване

- Програмата EasyStart ви помага да свикнете след ръчната четка за зъби

Предоставя страхотно почистване, което можете да видите и усетите


- Глава на четка под ъгъл за по-добър достъп до кътниците
- По-добро почистване в трудно достъпните зони от ръчна четка за зъби

Препоръчвана от професионалните стоматолози по целия свят

- Безопасна за ортодонтични приспособления, пломби и фасети

Акценти

По-добър достъп до кътниците



Тази четка за зъби за премахване на плака има тънка, наклонена глава за четка, която осигурява по-добър достъп до задните зъби и труднодостъпните места.

По-добра в труднодостъпните зони




Фината, наклонена шийка и дръжка с лесен захват на тази четка за зъби помага за по-добро почистване на трудно достъпните области от ръчна четка за зъби

Звукова технология



Нашата звукова технология създава уникално динамично почистващо действие, което насочва течността дълбоко между зъбите и по линията на венца за старателно, но внимателно почистване

EasyStart




Функцията EasyStart регулира нивото на мощност на четката в продължение на първите 14 употреби, за да ви помогне да свикнете с усещането на Sonicare, улеснявайки преминаването от ръчна четка за зъби

Quadpacer



Разполага с таймер за интервали Quadpacer, за да помогне за насърчаването на старателното четкане в цялата уста. Четката за зъби издава звуков сигнал на всеки 30 секунди, обозначавайки, че е време да се преместите към друга област на устата.

Безопасност и щадящо действие



Нежното движение на тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare е безопасно за стоматологични приспособления, включително ортодонтични импланти и фасети, така че можете да четкате без притеснения.

SmartTimer



Тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare разполага със специален SmartTimer, за да ви помогне да спазите препоръчаното от зъболекарите време за почистване от две минути

Спецификации

Дизайн и покритие

Цвят: Черно, Пастелнорозово

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Никел-металхидридна

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Система на главата за четка: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: Здраве на венците 2 ProResults

Дръжки: 2 2 серия за здраве на венците

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

Скорост: До 31 000 движения на четката/мин

Работни характеристики: Премахва до 7 пъти повече плака*

Таймер: Quadpacer и SmartTimer

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

