

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
hambavahepuhastaja

koos Fill & Charge Station'iga

2 otsakut
1 eelseadistatav reisilaadija
Automaatne täitmine ja laadimine



HX8462/01

Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Prod/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambauuke hambavahedes

Superior technology

- Suure jõudlusega otsak
- Öhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted


The easiest way to effectively clean between teeth

- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!
- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks
- Pidev kasutusvalmidus
- Värske ja puhas tänu suuveele

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.**

Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Värske ja puhas tänu suuveele



Ülima värskuse ja mikroobidevastase toime tagamiseks kasutage koos suuveega.

Aitab vältida hambauke




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Kolmekordse purske kohandamine



AirFloss Pro/Ultra võimsat pihustit saab kohandada teie soovide järgi kas ühe-, kahe- või kolmekordsele impulsile igal aktiveerimisnupu vajutamisel.

Pidev kasutusvalmidus



Fill and Charge Station täidab käepideme automaatselt vähem kui 10 sekundiga, kestab suud loputades kuni kaks nädalat ja hoiab käepideme laetuna.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Hallide varjunditega valge

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: 1-3 nädalat****

Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: 1
- Fill & Charge Station: 1
- AirFloss Pro/Ultra lisaluuk: 1
- AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
- AirFloss Pro/Ultra otsak: 2

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Parandab igemete tervist kahe nädalaga*, Puhastab kogu suu 60 sekundiga
- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks, katu vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulssi***
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel



Väljalaske kuupäev
2023-01-14

Version: 2.0.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* või saate raha tagasi.

** Kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiab vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

*** Tõeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

**** AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist olenevalt kanda erinevat nime.

***** Valitud tuboseadistusest lähtuvalt