

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

CleanCare+

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf

Zungenreiniger und
Zungenspray



HX3212/25



Entfernt 3 x mehr Plaque*

Langanhaltend frischer Atem

Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste. Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.

Für eine gute Mundgesundheit

- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Besser als eine Handzahnbürste für Zahnfleischentzündungen
- Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands*

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Hervorragende Reinigung

- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Innovative Technologie

- 240 Mikrobürsten für eine sanfte, gründliche Reinigung

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Akkulaufzeit
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

Besonderheiten

Bis zu 3 x bessere Plaque-Entfernung




Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands als eine Handzahnbürste

Verhindert und reduziert Zahnfleischentzündungen



Mit äußerst gründlicher Plaque-Entfernung entlang des Zahnfleischrands kann diese Zahnbürste in nur zwei Wochen Zahnfleischentzündungen bis zu 100 % besser reduzieren als eine Handzahnbürste

Mikroborsten



Der TongueCare+ Zungenreiniger mit 240 Mikroborsten wurde speziell für die Reinigung der weichen, porösen Oberfläche Ihrer Zunge entwickelt. Die flexiblen Mikroborsten passen sich allen Unebenheiten Ihrer Zunge an, um Bakterienbildung zu vermeiden und das Bakterien abtötende Philips Sonicare BreathRx Zungenspray besser aufzutragen. Die kompakte Form ermöglicht eine bequeme Reinigung der gesamten Zunge.

Für weiße Zähne




Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer




Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Akkulaufzeit



Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf das Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf die Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke PowerUp mit Akkubetrieb und Essence+/Elite+/CleanCare+.

Philips Sonicare-Technologie



Leistungsstarke Schallvibrationen bewirken eine besonders effektive dynamische Flüssigkeitsströmung. Zahnpasta und Speichel werden zu einer mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit vermischt, durch die Zahnzwischenräume gepresst und entlang des Zahnfleischrands gespült. Gleichzeitig werden Ihre Zähne sanft aber effektiv mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen geputzt. In nur 2 Minuten putzen Sie so viel wie in einem Monat von Hand.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Dunkelblau

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 10 Tage

Batterietyp: NiMH

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Ergonomisches Design,

Gummigriff für hohen Komfort

Reinigungsdauer: Bis zu 10 Tage

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 1 Essence+

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard)

Antibakterielles Zungenspray: 60 ml

Zungenreiniger: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

