

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

HealthyWhite+

2 načina

6 prilagodljivih nastavitev

2 ročaja

3 glave ščetke



HX8923/34



Odstrani do 100 % več madežev v samo 1 tednu* *kot ročna zobna ščetka

Vsak dan si lahko varno polepšate nasmeh, ne da bi se zaradi tega morali odreči najljubši hrani in pijači. Akumulatorska zobna ščetka Philips Sonicare Whitening dokazano odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo 1 tednu*.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- Odstrani do 100 % več madežev kot ročna zobna ščetka*

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje
- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje

Omogoča ščetkanje po meri

- 6 prilagodljivih nastavitev
- Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

Značilnosti

Beli zobe



Glava zobne ščetke Philips Sonicare odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo 1 tednu.

Glava ščetke DiamondClean



Glave ščetke DiamondClean, ki so najboljše glavne Philips Sonicare za beljenje, imajo srednje trde ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. Električna zobna ščetka Philips Sonicare zagotavlja izjemno čiščenje in bolj bele zobe kot ročna zobna ščetka.

Način Clean and White



2-minutni način Clean zagotavlja učinkovito odstranjevanje zobnih oblog (čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki). Način White odstranjuje površinske madeže, posvetli in spolira zobe. Odstranjuje

vsakodnevne madeže zaradi kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.

6 prilagodljivih nastavitev



Z zobno ščetko Philips Sonicare za odstranjevanje madežev lahko kombinirate več načinov (Clean, White) in uporabljate 3 intenzivnosti za popolno udobje in najučinkovitejše čiščenje.

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog




Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Izboljšuje zdravje dlesni



Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdravje dlesni.

Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

SmarTimer



2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

Edina prava sonična tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.



Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Snežno bela

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne**

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Glave ščetke: 2 standardni DiamondClean, 1 standardna ProResults

Polnilnik: 1

Ročaji: 2 HealthyWhite+

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 100 % več zobnih oblog

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: V 2 tednih pobeli zobe za do 2 odtenka

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Bela: Odstranjuje površinske madeže

