


Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
hambavahepuhastaja

DiamondCleani hambaharjaga

1 otsaku ja 1 harjapeaga
Laadimisklaas, reisivutlar



HX8491/03

Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Pro/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Aitab vältida hambauke hambavahedes
- Muudab hambad valgemaks üle 2x paremini kui käsihambahari

Provides a superior clean

- Sonicare DiamondCleani hambaharjapea tagab valgemad hambad
- Loodud tagama parimat ultraheli liikumist

Superior technology

- Suure jõudlusega otsak
- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted

The easiest way to effectively clean between teeth

- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!
- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Muudab hambad 2 korda valgemaks




See Philips Sonicare'i hambahari muudab hambad valgemaks, enam kui kaks korda paremini kui käsihambahari ja seda juba ühe nädalaga. Eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et tagada ühe nädalaga valgemad hambad.

Maksimaalne ultraheli liikumine




Sonicare'i harjapead on ülitähtsad meie keskses tehnoloogias, mis hõlmab kõrgsageduslikke, suure amplituudiga harjaliigutusi rohkem kui 62 000 korda minutis. Meie ainulaadne ultrahelitehnoloogia suunab võimsuse käepidemest harjapea tippu. Tulemuseks on dünaamiline ja sujuv liikumine, mille käigus suunatakse vedelik sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et puhastamine oleks alati ülipõhjalik, ent samas õrn.

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.**

Veepiisakeste tehnoloogia




Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Lihtne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss Pro/Ultra on lihtne viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Puhastab vaid 60 sekundiga




AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Aitab vältida hambauke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoo abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Mustad

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Ekraan: Valgustatud ekraan
- Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
- Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: 1-3 nädalat****

Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: 1
- Reisivutlar: USB-reisilaadija
- Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline
- Käepide: 1 DiamondClean

- Laadimisklaas: 1
- AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
- AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga*
- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
- Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss***
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel
- Valgemad hambad: Muudab hambad kaks korda valgemaks*
- Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tippasemel puhastamiseks
- Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks
- Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt
- Poola: Hammaste poleerimiseks ja särama panemiseks
- Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus



Väljalaske kuupäev
2023-01-14

Versioon: 5.0.2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* või saate raha tagasi.

** Kasutades kerge kuni mõõduka igemepeõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiata vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

*** Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

**** AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist olenevalt kanda erinevat nime.

***** Valitud seadistusest lähtuvalt