

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge, coffret de  
voyage

Édition Rose or



HX9312/04



## Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour  
éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean\*
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines\*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Polish et Sensitive
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

### Assure un nettoyage optimal

- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

# Points forts

## Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches




Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.\*

## Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

## Prenez soin de vos gencives




Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines\*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle\*, pour un sourire plus sain.

## 5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Polish pour un sourire plus blanc, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

## Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

## Pour les zones difficiles d'accès




La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

## Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

## Un design prenant en compte la facilité de rangement



Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.

# Caractéristiques

## Design et finition

Couleur: Rose doré

## Alimentation

Tension: 100-240 V, 50-60 Hz

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines\*

Type de batterie: Lithium ION

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte, 1 DiamondClean standard

Poignée: 1 DiamondClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

## Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace\*

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

