

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
přístroj mezizubní hygieny

HealthyWhite+
s 1 tryskou a 1 hlavíčkou kartáčku



HX8492/46

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Provides a superior clean

- Vyberte si z 2 režimů a 3 nastavení intenzity

Superior technology

- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vyberte jednoduchý, dvojitý nebo trojitý prostřík


The easiest way to effectively clean between teeth

- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!
- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

PHILIPS
sonicare

Přednosti

2 režimy, 3 nastavení intenzity



HealthyWhite+ vám umožní čistit si zuby podle vašich potřeb. Zlepšete čištění pomocí 3 nastavení intenzity a 2 režimů čištění, pro zesvětlení a čištění zubů. Zvolte režim Clean pro kvalitní odstranění plaku během 2 minut a režim White pro odstranění skvrn od kávy nebo čaje, pro bělejší zuby až o 2 odstíny během 2 týdnů.

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku



AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček




Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss Pro/Ultra představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásnílepší za pouhé dva týdny.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržením aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu




Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Pro/Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

Specifikace

Spotřeba

- Napětí: 110–220 V, Vícenapětíová nabíječka

Technické údaje

- Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny**
- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Design a provedení

- Barva: Bílá

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití, Kontrolka zobrazuje stav baterie
- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Systém kartáčkových hlavice: Zacvakávací hlavice kartáčku
- Výdrž baterie: 1–3 týdny*****
- Výdrž baterie: Až 3 týdny**
- Nastavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

- Rukojeť: 1 HealthyWhite+

- Kartáčekové hlavice: 1 ks DiamondClean, standardní velikost
- Nabíječka: 1
- Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1
- Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku**
- Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
- Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů*, Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostríkaní***
- Časovač: Quadpacer a SmarTimer
- Bělící účinky: Zuby jsou bělejší až o 2 odstíny za 2 týdny
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců

Režimy

- 3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední
- Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
- Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace



Datum vydání 2023-05-19

Verze: 2.0.1

EAN: 87 10103 83424 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* nebo vám vrátíme peníze

*** Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

** při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

**** AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

***** v závislosti na použitém nastavení prostríkaní