




Philips Sonicare
DiamondClean
鑽石靚白音波震動牙刷

5 種模式 (清潔、美白、拋光、
護齦、敏感)

2 支刷頭
玻璃充電座、旅行盒
玫瑰金限量版



HX9312/02

更乾淨、更潔白的牙齒，如同天天微洗牙

全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌 *

飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動 31,000 次，同時溫和和不刺激，達到天天微洗牙效果。具備 5 種模式，搭配獨特「鑽石型刷頭」，能有效清除牙漬及牙垢，達到清潔 7 倍牙菌斑、1 週亮白 2 色階、2 週改善牙齦健康的優越潔牙效果！

Proven to improve oral health

- 1 週牙齒就能亮白 2 色階 *
- 2 週後即可改善牙齦健康 *
- 牙菌斑清除效果提高 7 倍 *
- 5 種模式 (清潔、美白、拋光、護齦、敏感)
- 安全且溫和地呵護口腔健康需求

Designed around you

- 計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間
- USB 旅行充電盒與玻璃充電座

Provides a superior clean

- 方便處理難刷部位的彎角刷頭
- 音波流體潔力技術，給您強效又溫和的清潔體驗

PHILIPS
sonicare

焦點

牙齒潔白效果提高達 2 倍



裝上 DiamondClean 刷頭, 溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效, 只要短短 7 天, 就能讓牙齒亮白 2 色階, 擁有加倍潔白的燦爛笑容。*

和牙菌斑說再見




濃密的高品質刷毛, 搭配音波流體潔力技術, 能有效清除牙菌斑, 效果較手動牙刷提高 7 倍*, 讓您擁有更健康的笑容。

照顧牙齦



DiamondClean 柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果, 防止磨損和牙齦萎縮, 讓牙齦在 2 週內變得更健康。*

5 種清潔模式



使用 DiamondClean 5 種模式滿足您所有的刷牙需求: 「清潔」模式可維持每天的優異清潔效果, 「美白」模式可完美去除齒垢, 「拋光」模式能讓笑容亮白燦爛, 「護齦」模式可溫和按摩牙齦, 「敏感」模式為敏感牙齦提供溫和而有效的清潔效果。

四分象限計時器與智慧型計時器



只要 2 分鐘, 就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口中各個區域的最佳時間後, 四分象限計時器會提醒您, 而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時, 它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。

深入難纏死角



DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀, 搭配我們的刷頭設計, 使得像是臼齒部位等難刷的死角, 也能確實清潔乾淨。

飛利浦 Sonicare 技術



「音波流體潔力」, 每分鐘音波震動多達 31,000 次, 類似牙醫師洗牙的原理, 能驅動水流和牙膏成小分子, 深入清潔牙齒和牙縫等平常難以刷到的部位, 以音波流體潔力 + 刷毛同步潔牙, 帶來遠遠超越一般潔牙方式的居家微洗牙效果!

便於收納的貼心設計



您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用, 讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內, 並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格, 更加確保旅行時的衛生。在家中充電時, 我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格, 還能當作刷牙後的沖洗杯, 只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後, 可讓您正常使用兩週。

自信刷牙



無論您的特定需求是什麼, 使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌, 甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。

規格

功率

- 電壓: 110-220 V

技術規格

- 電池續航力 (從電力充滿到沒電): 達 3 週 *
- 電池: 充電式
- 電池類型: 鋰離子

設計與外型

- 色彩: 玫瑰金

客戶服務

- 保固: 2 年有限保固

使用簡單

- 刷頭設計: 方便的一按即用刷頭
- 電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命
- 握把: 纖巧的人體工學設計
- 顯示器: 背光螢幕

內附配件

- 刷頭: 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列輕巧型, 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列標準型
- 握把: 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列
- 旅行盒: USB 旅行充電器
- 玻璃充電座: 1

清潔效能

- 速度: 每分鐘可刷 62000 次
- 對健康有益: 短短兩週改善牙齦健康
- 效能: 牙菌斑清除效果提高達 7 倍 *
- 美白效果: 牙齒美白效果提高 2 倍 *
- 計時器: 四分象限計時器與智慧型計時器

模式

- 清潔: 實現優異的每日清潔效果
- 牙齦保健: 溫和按摩牙齦
- 美白: 清除表面污垢
- 拋光: 打亮牙齒色澤
- 敏感: 溫和清潔牙齒與牙齦



發行日期 2025-04-15

版本: 2.2.4

EAN: 87 10103 77892 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 來自獨立市場研究公司, 針對全球市場份額加總達 72% 的 10 個國家, 向 1800 多位牙科專業人士調查之結果。

** 出自飛利浦實驗室報告, 與手動牙刷相比, 實際效果因人而異。