




Philips Sonicare 9900
Prestige
具備 SenselQ 的電動牙刷

我們最先進的牙刷

SenselQ 感應、適應和護理
All-in-One 刷頭
由 AI 驅動的 Sonicare 應用程式



HX9996/12

SenselQ

為您提供個人專屬的牙齒護理

Sonicare 9900 Prestige 具備 SenselQ 智能調控技術，是我們最先進的牙刷。電動牙刷透過智能、感應及適應功能增強我們備受肯定的聲波技術，提供全面護理，滿足您的一切所需。

Designed around you

- 優雅而輕巧的設計

Always get it right with SenselQ

- 刷牙力度過大時實時作出適應
- 實時感應您的刷牙過程
- SenselQ 智能調控技術感應、適應和護理
- 感應您的刷牙方式
- 輕鬆呵護牙齒和牙齦

Personalized clean without compromise

- All-in-One 刷頭帶來全面護理
- Philips Sonicare 應用程式提供個人化指導
- 聲波刷牙：絕對能有效清潔牙齒

Premium accessories

- 簡約底座，可輕鬆充電
- Prestige 旅行收藏盒，身在何處都不失時尚

PHILIPS

具備 SenseIQ 的電動牙刷
我們最先進的牙刷 SenseIQ 感應、適應和護理，All-in-One 刷頭，由 AI 驅動的 Sonicare 應用程式


產品特點

SenseIQ 智能調控技術



刷牙時，SenseIQ 智能調控技術可感應力度、動作、覆蓋範圍等，感應頻率高達每秒 100 次，並會在您過度用力時調整強度。SenseIQ 可根據刷牙模式進行評估，讓您輕鬆護理口腔並提升刷牙效果。

Premium All-in-One 刷頭



A3 Premium All-in-One 刷頭為您潔淨牙齒。我們的優質多角度刷毛有助清除多達 20 倍牙菌膜，甚至可達難刷部位*。三角刷尖可在 2 日內清除多 100% 污垢***。而較長刷毛則深入牙齦，在 2 星期內帶來 15 倍更健康的牙齦**。您無須更換刷頭亦可達到以上效果。您知道刷頭會在使用 3 個月後效果減低嗎？我們的 BrushSync™ 功能可提醒您更換刷頭。

個人化指導



Philips Sonicare 應用程式採用人工智能技術，並與牙刷完美配合。您可以在刷牙時使用應用程式即時取得有關刷牙力度、動作、覆蓋範圍、時間和頻率等指導，更可以根據日、週、月和年查看進度報告。取得個人化建議和可執行步驟以提升刷牙質

素。此外，即使您刷牙時應用程式不在附近，自動同步功能亦可讓應用程式內的刷牙資料保持更新。

感應您的刷牙方式



清潔時，Philips Sonicare 9900 Prestige 運用感應器偵測您的力度、清潔動作和覆蓋範圍，頻率高達每秒 100 次。感應器亦會留意您刷牙的時間長度和頻率。

實時適應您的情況



我們經常在刷牙時力度過大，因此我們的牙刷可在您力度過大時自動調整強度。而免費的 Philips Sonicare 應用程式可讓您獲取度身訂造的指導和個人化建議，將您的刷牙體驗提升至更高層次。

關注您的口腔健康



Philips Sonicare 9900 Prestige 專為您而設，其先進技術與您完美配合，讓您感覺不到其存在，而刷牙效果亦證明一切。


HX9996/12

備受肯定的聲波刷牙



利用聲波技術刷除牙菌膜是達致有效溫和潔淨的效果。在刷牙同時進行每分鐘高達 31,000 次刷毛擺動和液體清潔動力，助您潔淨難以觸及的部位，讓您的口腔感覺格外乾淨清新。

提供即時空氣資訊



您可能注意不到自己刷牙力度過大或開始擦洗牙齒，但您的牙刷會留意得到。手柄末端的光環會提示您減輕力度或擦洗動作。

Prestige 旅行收藏盒



優雅小巧的旅行收藏盒適合放入任何袋中，讓您外出時輕鬆無憂。耐用的收藏盒採用柔軟觸感的素皮革包裹。

輕鬆充電

只需將牙刷放在充電底座上，即可為牙刷充電，同時亦可展現其時尚外型。

規格

連接

- 藍牙無線技術: 連接牙刷應用程式

電源

- 電源: 110-220v

技術規格

- 操作時間 (從完全充電到沒電): 2 星期以上

- 電池: 可重複充電
- 電池類型: 鋰離子電池

設計和外表

- 顏色: 午夜藍

服務

- 保用: 2 年有限保養

兼容性

- Android 兼容性: Android OS 8.0 或以上
- 兼容 iOS 裝置: iPhones (iOS 13.0 或以上)

方便易用

- 電量指示燈: 發光圖示指示燈
- 兼容手柄: 簡便扣合式刷頭
- 手柄: 優雅而輕巧的設計, 流暢觸控
- 旅行收藏盒: 優雅小巧的充電盒, 純素皮革
- BrushSync 刷頭更換提示: 更換刷頭提示亮起, 時刻確保最佳效果

內含物件

- 刷頭: 1 個 A3 Premium All-in-One
- 手柄: 1 個 Sonicare 9900 Prestige
- Prestige USB 充電盒: 1
- 充電底座: 1
- USB 線: 1

清潔效能

- 速度: 每分鐘刷動高達 62000 次
- 效能: 可清除多達 20 倍牙菌膜 *
- 健康功能: 帶來 15 倍更健康的牙齦 **
- 計時器: 刷牙速度調節器及智能計時器
- 美白效果: 減少達 100% 污漬 ***
- 力度感應: 牙刷手柄底部亮起紫色燈, 震動手柄提醒使用者
- 刷磨反應: 牙刷手柄底部亮起黃色燈, 震動手柄提醒使用者, 可開啟 / 關閉應用程式

SenseIQ 智能調控技術

- 力度感應: 提醒使用者減低刷牙時的力度
- 刷磨感應: 提示減少過份大幅度來回刷磨牙齒
- 位置感應器: 每次刷牙都可, 追蹤刷牙的覆蓋範圍
- 3D 口腔視圖: 重點指出漏刷的地方
- 適應強度: 力度過大時, 調整強度
- 人工智能技術: 偵測和同步刷牙

配備 A.I. 的 Sonicare 應用程式

- 實時指導: 個人化建議, 日 / 月 / 年進度報告
- 自訂模式: 清潔, 亮白 +, 牙齦健康, 深層清潔, 敏感



出版日期 2025-04-15

版本: 3.0.3

EAN: 87 10103 96278 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與手動牙刷相比

** 與手動牙刷相比使用 6 星期的效果

*** 在實驗室測試中與手動牙刷相比

**** 根據每天使用標準模式刷牙兩次, 每次兩分鐘計算