

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная
щетка

PowerUp

1 режим

2 чистящие насадки

HX3110/33



Более эффективное удаление налета*

*По сравнению с обычной зубной щеткой

Также удобна в использовании, как обычная зубная щетка, но более эффективно удаляет налет.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Снижает риск возникновения кариеса
- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

Обеспечивает тщательное очищение

- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов
- Технология Sonic
- Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Вы с легкостью привыкните к новой процедуре чистки

- Привычные чистящие движения — как и при использовании обычной зубной щетки.
- Простота использования

Особенности

Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Простота использования



Тонкая эргономичная ручка обеспечивает удобство использования — как и при использовании обычной зубной щетки.

Привычные чистящие движения



Привычные чистящие движения и форма насадки, как у обычной зубной щетки в сочетании с 15 000 чистящих движений в минуту обеспечивают наиболее эффективную чистку.

Снижает риск возникновения кариеса



Ежедневная чистка зубов дважды в день снижает риск возникновения кариеса

Помогает вернуть зубам естественную белизну



Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

Эффективное удаление налета



Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой.

Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покрывными фасетками) и зубодесневых карманов.

SmartTimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

Технология Sonic

Совершает больше чистящих движений за 1 день, чем Ваша обычная зубная щетка за месяц. Около 15 000 чистящих движений в минуту.



Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Насыщенный синий, Розовый

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Никель-метал-гидридный аккумулятор

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

Время работы батареи: До 2 недель

В комплекте

Щетки: PowerUp — 2 шт.

Насадки: 2 стандартные насадки ProResults

Зарядное устройство: 1

Качество чистки

Высокое качество: Эффективное удаление налета

Скорость: До 15 000 чистящих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: SmartTimer

Эффект осветления: Помогает вернуть зубам естественную белизну

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

