

PHILIPS

sonicare

2 系列牙菌斑防御型
电动牙刷

2 Series plaque
control

1 种模式

1 个牙刷头



HX6215/29



清除多达 6 倍的牙菌斑*

*与手动牙刷相比

只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

Proven to improve oral health

- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

Designed around you

- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

Provides a superior clean

- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果
- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 使用我们的 ProResults 刷头，可清除多达 7 倍的牙菌斑
- 更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙

产品亮点

清除多达 6 倍的牙菌斑



卡入 ProResults 牙龈健康刷头，享受出众的护龈体验。我们的刷毛可高效、轻柔地清洁牙龈，即使是难以触及的部位。其可以清除多达 7 倍的牙菌斑*，轻柔缓冲效果，带来格外舒适的刷牙体验。

有助于减少蛀牙



更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

飞利浦 Sonicare 技术




强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

轻松进入新刷牙例程



开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

触及难以到达的部位



ProResults 牙龈健康刷柄出众的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

安全且柔和



无论您有什么特殊需求，使用 2 系列牙菌斑防御型刷头均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

规格

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 镍氢电池

设计和外观

颜色: 浅绿底白

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 长达 2 周

包含

刷头: 1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头

充电器: 1

手柄: 1 支 2 系列牙菌斑防御型刷头

清洁效能

性能: 清除多达 6 倍的牙菌斑*

速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟

健康益处: 有助于减少蛀牙

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

