



Philips Sonicare For Kids
Sonische, elektrische
tandenborstel

2 poetsstanden

1 opzetborstel
8 stickers



HX6311/K3

Sonisch vermogen optimaliseert de routine van uw kind

Elektrische tandenborstel voor kinderen

Philips Sonicare For Kids is een elektrische oplaadbare tandenborstel voor kinderen van 3 jaar en ouder. De borstel biedt maximale plakverwijdering, sonische technologie, verwisselbare stickers en educatieve hulpmiddelen om tandenpoetsen leuker te maken.

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel voor kinderen

Ontworpen om te helpen goede gewoontes aan te leren

- De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen
- 2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging
- De KidPacer helpt kinderen om effectief te poetsen
- Flexibele greep voor ouders en kinderen
- Aanbevolen door tandartsen voor hun eigen kinderen
- Robuuste vormgeving (voorkomt wegrollen)
- Leuke verwisselbare K3-stickers voor een eigen look
- Speciale, kleinere opzetborstels passen in de mond van uw kind

Veilig voor een gebit in ontwikkeling

- Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen


PHILIPS
sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel
2 poetsstanden 1 opzetborstel, 8 stickers

HX6311/K3

Kenmerken

KidPacer



KidPacer moedigt kinderen aan om hun hele gebit effectief te poetsen tijdens de 2 minuten die door tandartsen wordt aanbevolen

KidTimer



Om kinderen makkelijker goede poetsgewoonten aan te leren, wordt de poetstijd van deze elektrische tandenborstel gedurende 90 dagen langzaam verlengd totdat de door tandartsen aangeraden 2 minuten is bereikt zodat het een gezonde gewoonte wordt.

Poetsstanden



Deze elektrische tandenborstel biedt een goede reiniging voor verschillende leeftijden met twee kindvriendelijke poetsstanden: een lage stand voor jongere kinderen en hoge stand voor oudere kinderen.

Stickers



Hiermee creëren kinderen hun eigen unieke tandenborstel.

Maximale plakverwijdering



Philips Sonicare For Kids verwijdert tot 75% meer plak dan gewone tandenborstels*

Flexibele greep



Ergonomisch ontwerp waarmee kinderen makkelijk zelf kunnen borstelen

Sonische technologie



Met een unieke dynamische reinigingswerking die op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees reinigt.

Aanbevolen door tandartsen



91% van tandartsen met kinderen kiest Philips Sonicare For Kids voor thuis**

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag



De opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag van deze elektrische tandenborstel is ontworpen om jonge tanden te beschermen

Robuuste vormgeving (voorkomt weggrollen)



Door het stevige ontwerp van de greep kunnen kinderen de tandenborstel staand wegzetten en tandpasta aanbrengen wanneer de borstel plat ligt.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Aqua

Vermogen

- Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken**
- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan
- Handvat: Slang, ergonomisch design, Rubberen

handgreep voor eenvoudig gebruik

- Display: Verlicht display
- Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

- Opzetborstels: 1 Sonicare for Kids-standaardborstel
- Handvatten: 1 Sonicare for Kids
- Docking station: 1
- Stickers: 8 verschillende K3-stickers

Reinigingsprestaties

- Prestaties: 75% effectiever*
- Gezondheidsvoordelen: Voor een gezonde mondverzorgingsroutine
- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Timer: KidTimer en Quadpacer

Poetsstanden

- Poetsstanden: 2



Publicatiedatum
2022-05-25

Versie: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
* op moeilijk te bereiken plekken
** Philips Sonicare in enquête van Amerikaanse tandartsen met kinderen van 4-10 jaar
*** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag