

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

HealthyWhite

3 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

HX6722/22



## Weißere, gesündere Zähne

### Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf bestimmte Lebensmittel und Getränke, die Verfärbungen hervorrufen, verzichten zu müssen. Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste für weiße Zähne entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche\*.

#### Für eine gute Mundgesundheit

- Nachweislich sicher und sanft
- Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

#### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

#### Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

#### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen
- Clean-Putzprogramm: Zweiminütiger Standardmodus
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

# Besonderheiten

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparren (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparren schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

## Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

## 2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## Angewinkelter Bürstenkopf



Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

## 4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

## Clean-Putzprogramm

Für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung. Sorgt für bleibende Ergebnisse nach einer Zahnaufhellung.

## Natürlich weiße Zähne



Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

## Clean- und White-Putzprogramme




Mit dem zweiminütigen Clean-Putzprogramm und der zusätzlichen White-Einstellung (30 Sekunden) können Sie speziell die sichtbaren Schneidezähne gründlich reinigen. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen weißer.\*

## Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

## Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste



# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen\*\*

Batterietyp: Lithium-Ionen

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design, Gummigriff für hohen Komfort

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 Sensitive, Standard, 1 Sensitive (kompakt)

Ladegerät: 1

Handstücke: 1 HealthyWhite

## Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 90 % an Verfärbungen\*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes Zahnfleisch

**Weißer Zähne:** Hellt Zähne um bis zu 2 Nuancen auf

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

**Clean & White:** 2 Min. Clean + 30 Sek. White

