

PHILIPS

sonicare

2-sarja plakin
ehkäisyyn

2 Series plaque
control

1 harjaustila

1 harjaspää

HX6231/01



Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*

*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Huipputehokasta plakinpoistoa yhdellä painalluksella

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Helpolla aloitusohjelmalla omaa Philips Sonicare -rutiinia kohti

Suunniteltu sinua varten

- Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Provides a superior clean

- Poistaa tehokkaammin plakkia ja auttaa ehkäisemään reikiä

Innovatiivinen tekniikka


- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Optimaalinen harjaustulos

- Viisto harjaspää ulottuu paremmin takimmaisinkin hampaisiin

Kohokohdat

Puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat



Tässä plakkia poistavassa hammasharjassa on ohut, viisto harjaspää, joka ulottuu paremmin takahampaisiin ja muihin vaikeasti puhdistettaviin paikkoihin.

Omaksu uusi rutiini helposti



Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Auttaa vähentämään reikiä



Poistaa paremmin plakkia ja puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat. Hampaiden harjaaminen tällä hammasharjalla kahdesti päivässä auttaa ehkäisemään reikiä.

Huippuluokan Sonic-tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

QuadPacer ja Smartimer



Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut. Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta toiseen.

Heitä hyvästit plakille



Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Erikoisvalmisteisella kaarevalla kärjellä puhdistat helposti myös takahampaat.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Sininen

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjästä): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: ProResults plakin ehkäisyyn, 1 kpl

Laturi: 1

Kahva: DailyClean 3100, 1 kpl

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa

Suurituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

