



Philips Sonicare AirFloss
Philips Sonicare AirFloss

Rechargeable



HX8141

Nettoyage facile des espaces interdentaires

Une bouche plus saine, tout en douceur

Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents et provoquent des infections. Avec Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire impeccable en toute simplicité.

Achieve a 30-second clean

- Utilisation simple, un seul bouton

Proven improvement of oral health

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

Simple : visez et appuyez

- Réservoir facile à remplir
- Pointe de guidage pour un bon positionnement
- Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton
- Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
- Manche fin et ergonomique
- Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard
- Autonomie de deux semaines

PHILIPS
sonicare

Points forts

Réservoir facile à remplir



Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare



Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.

Pointe de guidage



Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.

Autonomie de deux semaines




L'AirFloss a une autonomie de deux semaines entre deux charges.

Technologie Microburst



La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire



AirFloss utilise des microgouttelettes composées d'air et d'eau ou de bain de bouche pour éliminer jusqu'à 99 % de plaque en plus entre les dents.*

Utilisation simple, un seul bouton



Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.

Canule fine et inclinée



Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès.

Manche fin et ergonomique



Pour atteindre facilement les moindres recoins de votre bouche.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 2 semaines ou 14 utilisations
- Temps de charge: 24 heure(s)

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: Le témoin lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger



Date de publication
2023-12-10

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 53578 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com