

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

For Kids

2 harjaustilaa

1 harjaspää

8 tarraa

HX6311/07



Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla sähköhammasharjalla

Sähköhammasharja lapsille

Lasten hampaiden harjaamisen oppimiseen tarvitaan paljon motivaatiota. Sonicare for Kids on sekä hauska että fiksu sähköhammasharja, joka tekee hauskoja ääniä hampaiden harjauksen aikana. Ääni herättää uteliaisuutta ja kutsuu leikkimään. Sähköhammasharja on erittäin tehokas ja siinä on pehmeät harjakset, jotka sopivat lasten herkille ikenille. Harjan materiaali on erityispehmeää, ja kahva on suunniteltu sopimaan erityisesti lapsen pieneen käteen.

Provides a superior clean

- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
- Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen lasten hammasharja

Kehitetty luomaan terveellisiä harjaustottumuksia

- KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa
- 2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat hellävaraisen, tehokkaan puhdistuksen
- Saatavana 2 harjaspään kokoa
- Varma ote aina vanhemmille ja lapsille
- Hammaslääkärit hankkivat myös omille lapsilleen
- Vierimätön muoto
- Hauskat K3-vaihtotarrat hammasharjan mukauttamiseen

Turvallinen lasten hampaille

- Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita

Kohokohdat

Ikään sopivat harjaspäät



Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on suunniteltu puhdistamaan ja suojaamaan kasvavia hampaita.

KidTimer



Sähköhammasharja helpottaa terveellisen rutiinin löytämistä: se pidentää harjausaikaa vähitellen 90 päivän ajan, kunnes hammaslääkärien suosittelema kaksi minuuttia tulee täyteen.

Tehoasetukset



Kaksi lapsiystävällistä harjaustilaa takaavat hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen kaikenikäisille lapsille. Hitaampi tila sopii pienille ja nopeampi tila isommille lapsille.

Tarrat



Tarrojen avulla lapsi voi vaikuttaa hammasharjansa ulkonäköön.

Poistaa paremmin plakkia



Philips Sonicare For Kids poistaa 75 % enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja*

Varma ote aina



Ergonomisesti muotoiltu siten, että lapsen on helppo harjata hampaat itse

Sonic-teknikka



Ainutlaatuinen dynaaminen toiminta puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Hammaslääkärien suosittelema



91 % hammashoidon ammattilaisista hankkii Philips Sonicare For Kids -hammasharjan omille lapsilleen**

Kuminen harjaspäätä



Sähköhammasharjan kuminen harjaspäätä suojaa kasvavia hampaita

Vierimätön muoto



Tukevan rungon ansiosta hammasharjaa voi säilyttää pystyasennossa ja hammastahnaa levittää, kun hammasharja on vaakasennossa.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 100 – 240 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa**

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Aqua

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite, Helposti käsiteltävä kumikahva

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Näyttö: Valaistu näyttö

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 Sonicare For Kids, normaali koko

Laturi: 1

Rungot: 1 Sonicare For Kids

Tarrat: 8 koristetarraa, 2 lisätarraa

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: 75 % tehokkaampi*

Terveysetut: Suun hyvinvointiin

Ajastin: KidTimer ja Quadpacer

Tilat

Tehoasetukset: 2

