

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

HealthyWhite

2 harjaustilaa

1 harjaspää

HX6711/50



Valkoisemmat, terveemmät hampaat

Erinomainen puhdistusteho, valkoisemmat hampaat

Kaikki haluavat kauniin hymyn. Anna hampaidesi luonnollisen valkoisuuden näkyä. Sonicare HealthyWhite -sähköhammasharja poistaa todistetusti yleiset tahrat jo kahdessa viikossa, kun Clean & White -puhdistustilaa käytetään säännöllisesti.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi
- Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen
- Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Provides a superior clean

- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
- Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisinkin hampaisiin

Itse muokattava harjauskokemus

- Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön
- Clean & White -toiminto: poistaa tahroja todistetusti
- Clean-tila: 2 minuutin harjaustila

Kohokohdat

Sonic-tekniikka




Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Viisto harjaspään kaula



Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat



Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Turvallinen ja hellävarainen




Philips Sonicare -sähköhammasharja on hellävarainen hammasraudoille (harjaspäät kuluvat nopeammin hammasrautoja puhdistettaessa) ja turvallinen korjatuille hampaille (paikoille, kruunuille, pinnoituksille, silloille) sekä ientaskuille.

SmarTimer




Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan.

Quadpacer



30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus.

Easy-start-ohjelma



Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14 käyttökerran aikana.

Clean & White -toiminto



2 minuutin puhdistus- ja 30 sekunnin valkaisutila, jossa keskitytään etuhampaisiin. Poistaa tavallisimmat, esimerkiksi kahvin, teen, tupakan ja punaviinin aiheuttamat tahrat. Valkaisee hampaita 2 sävyn verran jo 2 viikossa.*

Clean-tila

Poikkeuksellisen tehokas päivittäiseen puhdistukseen. Auttaa säilyttämään valkaisukäsittelyt.



Tekniset tiedot

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Täyteen ladattuna 20 kahden minuutin harjausta

Paristo: ladattava

Ominaisuudet

ProResults-harjaspää

Smartimer: 2 minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Quadpacer: Edistää jokaisen neljänneksen huolellista harjausta

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vihreä

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite ja kumipintainen kädensija helppoon käsittelyyn.

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinninapsautettavat harjaspäät optimaaliseen hygieniaan

Latauksen ilmainen: Valaistu kuvake vilkkuu, kun harja täytyy ladata

Harjausaika: 42 kahden minuutin harjauskertaa TAI 3 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1 monijännitteinen laturi

Laturin suojus: Laturin suojus ja harjaspään pidike

Matkalaturi: Monijännitteinen, pienikokoinen matkalaturi

Latausteline ja harjaspään säilytysnastat: 1 kpl

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa enemmän plakkia kuin Sonicare Essence tai Sonicare CleanCare

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää täydellisen puhtaaseen lopputulokseen

Valkaiseva ominaisuus: Jopa kaksi sävyä valkoisemmat hampaat kahdessa viikossa

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat: 2 harjaustilaa: puhdas ja puhdas ja valkoinen

